


NeoSpoon™ Disposable Measuring Spoon

REF Catalog No.
N761

DIRECTIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
GEBRAUCHSANWEISUNG
NÁVOD K POUŽITÍ
ZALECENIA DOTYCZĄCE
UŻYTKOWANIA
إرشادات الاستخدام

 Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EC **REP** EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague, The Netherlands



Made in USA

D479 Rev F

English
NeoSpoon™
Disposable Measuring Spoon

INDICATIONS FOR USE

The NeoSpoon is intended for use as a measuring device.

DIRECTIONS FOR USE

Step 1 Scoop and level substance.

Note: Leveling is essential for accurate measurement.

Step 2 Measure desired volume of single substance.

Note: Do not use single NeoSpoon for multiple substances..

Step 3 Dispose after each use.

Note: If used to measure hazardous substance, dispose in proper hazardous waste container.

CAUTIONS & WARNINGS

If used to measure hazardous substance, dispose in proper hazardous waste container.

Single substance use only.

Français
NeoSpoon™
Cuillère à mesurer jetable

INDICATIONS D'UTILISATION

La NeoSpoon est un dispositif de mesure.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Étape 1 Servez une cuillère rase de substance.

Remarque : la cuillerée servie ne doit pas être bombée sous peine d'une mesure inexacte.

Étape 2 Continuez la mesure de la substance jusqu'à disposer de la quantité souhaitée.

Remarque : n'utilisez pas la même NeoSpoon pour des substances différentes.

Étape 3 Jetez la NeoSpoon après usage.

Remarque : si vous avez mesuré une substance dangereuse, jetez la NeoSpoon dans un conteneur réservé aux déchets dangereux.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Si vous avez mesuré une substance dangereuse, jetez la NeoSpoon dans un conteneur réservé aux déchets dangereux.

Réservé à la mesure unique d'une substance donnée.

Italiano
NeoSpoon™
Cucchiaino dosatore monouso

INDICAZIONI D'USO

NeoSpoon è destinato all'uso come dispositivo di dosaggio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Passo 1 Prelevare e livellare la sostanza.

Nota: il livellamento è essenziale per un dosaggio accurato.

Passo 2 Dosare il volume desiderato di una singola sostanza.

Nota: non usare un solo cucchiaino NeoSpoon per più sostanze.

Passo 3 Gettare dopo l'uso.

Nota: se utilizzato per il dosaggio di sostanze pericolose, gettare in contenitori appropriati per rifiuti pericolosi.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

se utilizzato per il dosaggio di sostanze pericolose, gettare in contenitori appropriati per rifiuti pericolosi.

Esclusivamente per uso monosostanza.

Español
NeoSpoon™
Cuchara dosificadora desechable

INDICACIONES DE USO

La NeoSpoon está diseñada para su uso como dispositivo dosificador.

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1 Extraiga y nivele la sustancia.

Nota: el nivelado es fundamental para lograr una dosificación precisa.

Paso 2 Dosifique el volumen deseado de una sola sustancia.

Nota: no utilice una sola cuchara NeoSpoon para varias sustancias.

Paso 3 Deséchela tras cada uso.

Nota: si se utiliza para dosificar una sustancia peligrosa, deséchela en un recipiente adecuado para residuos peligrosos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si se utiliza para dosificar una sustancia peligrosa, deséchela en un recipiente adecuado para residuos peligrosos.

Para uso en un sola sustancia.

Português **NeoSpoon™ Colher Medidora Descartável**

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

A NeoSpoon deve ser usada como dispositivo de medição.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1º Passo Colha e nivele a substância.

Nota: O nivelamento é essencial para uma medição precisa.

2º Passo Meça o volume pretendido de uma única substância.

Nota: Não use a mesma NeoSpoon para várias substâncias...

3º Passo Descarte após cada uso.

Nota: Se usado para medir substâncias perigosas, descarte num recipiente adequado para resíduos perigosos.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Se usado para medir substâncias perigosas, descarte num recipiente adequado para resíduos perigosos.

Substância de uso único.

Deutsch **NeoSpoon™ Wegwerfmeßlöffel**

GEBRAUCHSHINWEIS

Das NeoSpoon ist für den Gebrauch als Meßinstrument bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schritt 1 Substanz aufhäufen und glattstreichen.

Anmerkung: Das Glattstreichen ist für genaues Maßnahmen wesentlich.

Schritt 2 Die gewünschte Menge der einzelnen Substanz abmessen.

Anmerkung: Verwenden Sie einen einzelnen NeoSpoon nicht für verschiedene Substanzen.

Schritt 3 Nach jedem Gebrauch entsorgen.

Anmerkung: Wenn gefährliche Substanz damit abgemessen werden,bitte im korrekten Abfallbehälter für Sondermüll entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Wenn gefährliche Substanz damit abgemessen werden,bitte im korrekten Abfallbehälter für Sondermüll entsorgen.

Nur für den Gebrauch einzelner Substanzen.

Česky **NeoSpoon™ Jednorázová odměrka**

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Odměrka NeoSpoon je určena k použití jako měřicí zařízení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1 Naberte zarovnané množství látky.

Poznámka: Zarovnáni je pro přesné měření zásadní.

Krok 2 Naměřte požadovaný objem jedné látky.

Poznámka: Nepoužívejte jednu odměrku NeoSpoon pro více látek.

Krok 3 Po každém použití odměrku vyhodte.

Poznámka: Pokud je odměrka použita k měření nebezpečného materiálu, vyhodte ji do příslušného kontejneru na nebezpečný odpad.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Pokud je odměrka použita k měření nebezpečného materiálu, vyhodte ji do příslušného kontejneru na nebezpečný odpad.

K použití pouze pro jednu látku.

Polski **NeoSpoon™ Łyżeczka miarowa jednorazowego użytku**

ZASTOSOWANIE

Łyżeczka NeoSpoon służy do odmierzania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Krok 1 Nabierz odmierzaną substancję i ustaw łyżeczkę poziomo.

Uwaga: Wypoziomowanie jest niezbędne do prawidłowego odmierzania.

Krok 2 Odmierz wymaganą objętość pojedynczej substancji.

Uwaga: Nie wolno używać tej samej łyżeczki NeoSpoon do odmierzania różnych substancji.

Krok 3 Utylizuj produkt zawsze po użyciu.

Uwaga: Produkt używany do odmierzania substancji niebezpiecznej należy umieścić w odpowiednim kontenerze na odpady niebezpieczne.

PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Produkt używany do odmierzania substancji niebezpiecznej należy umieścić w odpowiednim kontenerze na odpady niebezpieczne.

Produkt jest przeznaczony do odmierzania tylko jednej substancji.

العربية **NeoSpoon™ ملعقة قياس للاستخدام مرة واحدة**

دواعي الاستخدام

ملعقة NeoSpoon مخصصة للاستخدام كأداة قياس.

إرشادات الاستخدام

الخطوة الأولى اغترف المادة وقم بتسوية سطحها.

ملاحظة: التسوية أمر أساسي للقياس الدقيق.

الخطوة الثانية قس الحجم المرغوب من مادة واحدة.

ملاحظة: لا تستخدم ملعقة NeoSpoon واحدة لعدة مواد.

الخطوة الثالثة تخلص منها بعد كل استخدام.

ملاحظة: إذا تم استخدامها لقياس مادة خطيرة، فتخلص منها في حاوية نفايات خطيرة مناسبة.

التنبيهات والتحذيرات

إذا تم استخدامها لقياس مادة خطيرة، فتخلص منها في حاوية نفايات خطيرة مناسبة.

للاستخدام لمادة واحدة فقط.