

NeoBond® Hydrocolloid Adhesive Strips

REF Catalog No.

N741 Pre-cut Strips
N742 Roll

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway , Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem, The Netherlands

MD Medical Device



Made in USA

D490 Rev H

English
NeoBond® Hydrocolloid Adhesive Strips

INDICATIONS FOR USE
NeoBond Hydrocolloid Adhesive Strips are intended for general use as a medical adhesive.

DIRECTIONS FOR USE

Preparation
Clean and dry skin where NeoBond will be placed per hospital protocol.

Note: It is important for skin to be as clean and dry as possible. NeoBond will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.

DO NOT USE ALCOHOL.

Application

Step 1 Before removing from plastic liner, hydrocolloid adhesive must be actively warmed. Warming techniques include: hold between the palms of your hands for at least 60 seconds, hold near a radiant warmer for 10-15 seconds, or hold against a chemical heat warmer for 10-15 seconds.

Step 2 Peel from liner. Wrap or apply NeoBond over skin and product (e.g. feeding tube, limb board) and hold in place for 60 seconds to ensure proper adhesion. Discard liner when done."

Removal

Step 1 Replace NeoBond every 5 days or per hospital protocol, whichever is sooner.

Step 2 Saturate the NeoBond with water or saline.

Step 3 Slowly peel NeoBond away from skin as you swab the skin with water or saline.

CAUTIONS & WARNINGS

Discontinue immediately if skin irritation occurs.

NeoBond will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.

Do not use alcohol to clean skin prior to application.

Single patient use only.

European Union: MDR EU 2017/745

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Neotech Products and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Français

NeoBond® Bandes Adhésives Hydrocolloïdes

INDICATIONS D'UTILISATION

Les bandes adhésives hydrocolloïdes NeoBond sont conçues pour un usage général en tant qu'adhésif médical.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer et sécher la peau là où NeoBond sera placé conformément au protocole hospitalier.

Remarque : La peau doit être aussi propre et sèche que possible. NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

Étape 1 Avant de les retirer du film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Vous pouvez les réchauffer en utilisant les techniques suivantes : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, les tenir près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.

Étape 2 Retirer et jeter le film protecteur. Entourer la peau et le produit avec une bande NeoBond (p. ex., sonde d'alimentation, supports de membres) et la maintenir en place pendant 60 secondes pour assurer une bonne adhérence. Jeter le film protecteur une fois que la bande aura été placée."

Retrait

Étape 1 Remplacer la bande NeoBond tous les cinq jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.

Étape 2 Imprégner la bande NeoBond d'eau ou de solution saline.

Étape 3 Décoller doucement NeoBond de la peau tout en la tamponnant avec de l'eau ou du sérum physiologique.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant l'application. À usage unique exclusivement.

Union Européenne: MDR EU 2017/745

Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé à Neotech Products et à l'autorité compétente de l'État membre où est établi l'utilisateur et/ou le patient.

Italiano

NeoBond® Strisce Adesive All'idrocolloide

INDICAZIONI PER L'USO

Le strisce adesive all'idrocolloide NeoBond sono destinate a un uso generico come adesivo medico.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

Pulire e asciugare la pelle dove verrà posizionato NeoBond secondo il protocollo ospedaliero.

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile pulita e asciutta.

NeoBond non aderirà correttamente su pelle umida o pelli. Anche oli e lozioni ne impediscono l'aderenza perfetta.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

Passo 1 Prima di rimuoverlo dal rivestimento in plastica, scaldare attivamente l'adesivo idrocolloide. Le tecniche di riscaldamento includono: tenerlo tra i palmi delle mani per almeno 60 secondi, vicino a un dispositivo di riscaldamento radiante per 10-15 secondi

oppure a contatto con un dispositivo chimico di riscaldamento per talloni per 10-15 secondi.

Passo 2 Staccare dal rivestimento. Avvolgere o applicare NeoBond sulla cute e sul prodotto (ad es. tubo di alimentazione, tavoletta per arti) e tenerlo in posizione per 60 secondi per garantire una corretta adesione. Al termine, gettare via il rivestimento.

Rimozione

Passo 1 Sostituire la striscia NeoBond ogni 5 giorni o in base al protocollo ospedaliero, se precedente.

Passo 2 Bagnare la striscia NeoBond con acqua o soluzione salina.

Passo 3 Staccare lentamente NeoBond, tamponando la pelle con acqua o soluzione fisiologica.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Interrompere immediatamente in caso di irritazione cutanea.

NeoBond non aderirà correttamente su pelle umida o pelli. Anche oli e lozioni possono influire negativamente sull'adesione.

Non usare alcol per pulire la pelle prima dell'applicazione.

Esclusivamente per uso monopersonale.

Unione Europea: MDR EU 2017/745

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al presente dispositivo dovrà essere segnalato a Neotech Products e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Español

NeoBond® Tiras Adhesivas de Hidrocoloide

INDICACIONES DE USO

Las tiras adhesivas de hidrocoloide NeoBond están destinadas al uso general como adhesivo médico.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoBond conforme al protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán en forma negativa la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

Passo 1 Antes de quitarle el recubrimiento de plástico, el adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.

Passo 2 Despegue el recubrimiento. Envuelva o aplique el NeoBond sobre la piel y el producto (p. ej., sonda de alimentación, férula de extremidades) y sujetelo en el lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada. Deseche el recubrimiento cuando termine.

Extracción

Passo 1 Sustituya la tira NeoBond cada 5 días o según el protocolo hospitalario, el que sea el plazo más breve.

Passo 2 Sature la tira NeoBond con agua o solución salina.

Passo 3 Retire lentamente el NeoBond de la piel mientras la limpia con agua o solución salina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpa de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoBond no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedo. Los aceites y las lociones también afectarán en forma negativa la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Solo para usar en un único paciente.

Unión Europea: MDR EU 2017/745

Cualquier incidente grave que tenga lugar en relación con este dispositivo deberá comunicarse a Neotech Products y a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario o paciente esté establecido.

Português

NeoBond® Tiras Adesivas Hidrocoloides

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As tiras adesivas hidrocoloides NeoBond servem para ser usadas como adesivo médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Limpe e seque a pele onde o NeoBond será colocado de acordo com o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O NeoBond não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

Aplicação

1º Passo Antes de remover os revestimentos plásticos, as alças adesivas hidrocoloides devem ser aquecidas ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a 15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a -15 segundos.

2º Passo Descole da película. Enrole ou aplique o NeoBond na pele e no produto (ex. tubo de alimentação, tala de imobilização de membros) e mantenha-o nessa posição por 60 segundos para garantir uma adesão adequada. Descarte a película ao terminar.

Remoção

1º Passo Substitua o NeoBond a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.

2º Passo Sature o NeoBond com água ou soro fisiológico.

3º Passo Descole lentamente o NeoBond da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoBond não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Utilize apenas num único paciente.

União Europeia: MDR EU 2017/745

Qualquer acidente grave que ocorra em relação a este dispositivo deve ser comunicado à Neotech Products e à autoridade competente do Estado-membro onde se encontrem o utilizador e/ou paciente.

Deutsch

NeoBond® Hydrokolloid-Heftplaster

GEBRAUCHSHINWEIS

NeoBond Hydrokolloid-Pflaster sind zur allgemeinen Verwendung als medizinische Pflaster bestimmt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung

Haut an der Stelle, an der NeoBond platziert werden soll, gemäß Krankenhausprotokoll reinigen und trocknen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so rein und trocken wie möglich ist. Auf feuchter oder behaarter Haut haftet NeoBond nicht einwandfrei. Auch Öle und Lotions beeinträchtigen die Haftwirkung.

KEINEN ALKOHOL VERWENDEN.

Anwendung

Schritt 1 Vor dem Abziehen der Kunststofffolie muss der Hydrokolloidkleber aktiv erwärmt werden. Dazu gibt es u. a. die folgenden Möglichkeiten: Für mindestens 60 Sekunden zwischen den Handflächen wärmen; für 10 - 15 Sekunden an einen Wärmestrahler oder für 10 - 15 Sekunden an einen chemischen Fersenwärm器 halten.

Schritt 2 Schutzfolie abziehen. NeoBond um Haut und Produktwickeln (z. B. Ernährungssonde oder Fixierungsschiene) und für einen einwandfreien Halt 60 Sekunden lang in dieser Position halten. Schutzfolie anschließend entsorgen.

Entfernung

Schritt 1 NeoBond-Pflaster gemäß Krankenhausprotokoll oder mindestens alle 5 Tage erneuern.

Schritt 2 NeoBond-Pflaster mit Wasser oder Kochsalzlösung durchtränken.

Schritt 3 NeoBond langsam von der Haut abziehen und die Haut dabei mit Wasser oder Kochsalzlösung abputzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

Bei Hautreizungen unverzüglich entfernen.

Auf feuchter oder behaarter Haut haftet NeoBond nicht einwandfrei.

Auch Öle und Lotions beeinträchtigen die Haftwirkung.

Zur Reinigung der Haut vor der Anwendung keinen Alkohol verwenden.

Nur für den Einmalgebrauch.

Europäische Union: MDR EU 2017/745

Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Verbindung mit diesem Gerät aufgetreten ist, sollte Neotech Products und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

Cesky

NeoBond® Hydrokoloidní Lepicí Pásky

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Hydrokoloidní lepicí pásky NeoBond jsou určeny pro všeobecné použití jako lékařské

taukoder če negativno utjecati na prijanjanje.

NEMOJTE KORISTITI ALKOHOL.

Primjena

1. Korak Prije uklanjanja plastične zaštitne folije, hidrokoloindno lejipo mora se aktivno zagrijati. Tehnike zagrijavanja uključuju: držite između dlanova najmanje 60 sekundi, držite pored inkubatora 10-15 sekundi ili držite na kemijskom grijaču peta 10-15 sekundi.

2. korak Ogulite sa zaštitne folije. Zamotajte ili nanesite NeoBond na kožu i proizvod (npr. cijev za hranjenje, dasku za udove) i držite na mjestu 60 sekundi kako biste osigurali pravilno prijanjanje. Bacite foliju kada budete gotovi.

Uklanjanje

1. korak Zamijenite NeoBond svakih 5 dana ili prema bolničkom protokolu, što god je ranije.

2. korak Natopite NeoBond vodom ili fiziološkom otopinom.

3. korak Polako odvojite NeoBond s kože dok kožu brišete tamponom s vodom ili fiziološkom otopinom.

MJERE OPREZA I UPOZORENJA

U slučaju nadražja kože odmah prestanite s uporabom. NeoBond neće pravilno prijeti na vlažnu kožu ili kosu. Ulja i losioni također će negativno utjecati na prijanjanje.

Nemojte koristiti alkohol kako biste očistili kožu prije primjene proizvoda.

Proizvod za jednog pacijenta.

Europska unija: MDR EU 2017/745

Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s ovim uređajem treba prijaviti tvrtki Neotech Products i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

Dansk

NeoBond® Hydrokolloidklæbende Strips

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoBond hydrokolloidklæbende strips er beregnet til generel brug som medicinsk klæbemedel.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

Rens og tor huden der, hvor NeoBond skal placeres i enhold til hospitalets protokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt.

NeoBond klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevennen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.

Påsætning

Trin 1 Inden fjernelse fra plastforingen skal hydrokolloidklæbemidlet aktiver opvarmes. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmere i 10-15 sekunder eller hold mod en kemisk hælværmer i 10-15 sekunder.

Trin 2 Træk af foringen. Vilk eller påfør NeoBond over hud og produkt (f.eks. sonde, anordning til støtte af lemmer), og hold det på plads i 60 sekunder for at sikre korrekt vedhæftning. Kassér foring bagefter.

Fjernelse

Trin 1 Udskift NeoBond hver 5. dag eller i enhold til hospitalets protokol, alt efter hvad der kommer først.

Trin 2 Mat NeoBond med ferskvand eller saltvand.

Trin 3 Træk langsomt NeoBond væk fra huden, mens du vasker huden med ferskvand eller saltvand.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

NeoBond klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevennen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden for påføring.

Kun til bruk for en enkelt patient.

Europske Union: MDR EU 2017/745

Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Neotech Products og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Nederlands

NeoBond Hydrocolloid Kleefstrips

GEbruIKSINDICATIES

NeoBond Hydrocolloid Kleefstrips zijn bestemd voor algemeen gebruik als medisch kleefmiddel.

GEbruIKSAANWIJZINGEN

Voorbereiding

Reinig en droog de huid daar waar NeoBond geplaatst zal worden volgens het ziekenhuisprotocol.

Let op: Het is belangrijk dat de huid zo schoon en droog mogelijk is.

NeoBond zal niet goed hechten op vochtige huid of haar. Oliën en lotions voorkomen een goede hechting.

GEbruIK GEEN ALCOHOL.

Toepassing

Stap 1 Voordat de hydrocolloidlijm van de plastic verpakkingslaag wordt gehaald, dient deze actief te worden verwarmd. Dat kunt u op de volgende manieren doen: ongeveer 60 seconden tussen uw handpalmen houden, 10-15 seconden boven de verwarming houden of 10-15 seconden tegen een hielwarmer houden.

Stap 2 Pel van de verpakkingslaag af. Doe NeoBond op de huid en het product (bijv. voedingssond, ledemaatplank) en houd het 60 seconden op zijn plaats om een goede hechting te verzekeren. Gooi de verpakking weg als het klaar is.

Lostrekken

Stap 1 Vervang NeoBond om 5 dagen of volgens het ziekenhuisprotocol, afhankelijk van wat eerder is.

Stap 2 Doorweek NeoBond met een water- of zoutoplossing.

Stap 3 Trek NeoBond langzaam van de huid af terwijl u de huid met water- of zoutoplossing veegt.

VOORZORGSMAASTREGELLEN EN WAARSCHUWINGEN

Halt de gebruik onmiddellijk als er huiderritatie optreedt.

NeoBond zal niet goed hechten op vochtige huid of haar. Oliën en lotions voorkomen een goede hechting.

Gebruik geen alcohol op de schone huid voordat u het product aanbrengt.

Mag door slechts één patiënt gebruikt worden.

Europese Unie: MDR EU 2017/745

Elk serieuze incident dat plaatsvindt in het kader van het gebruik van dit product, moet gemeld worden aan Neotech Products en de verantwoordelijke autoriteit in de lidstaat waarin de gebruiker en/of patient zich bevindt.

Eesti keel

NeoBond®-i hidrokolloidsed kleepribad

KASUTUSNÄIDUSTUSED

NeoBondi hidrokolloidsed kleepribad on ette nähtud üldiseks kasutuseks mõttisünlilise kleepvahendina.

KASUTUSJUHEND

Ettevalmistus

Puhastage ja kuivatage nahk kohas, kuhu NeoBond paigaldatakse, haigla protokoli järgi.

Märks. On oluline, et nahk oleks võimalikult puhas ja kuiv.

NeoBond ei kleepu korralikult niiskele nahale või karvadele. Ka ölid ja kreemid möjutavad nakkumist ebasoodsalt.

ÄRGE KASUTAGE ALKOHOLI.

Pealekandmine

1. Samm Enine plastist vooderdiseest eemaldamist tuleb hidrokolloidset kleebist aktiivselt soojendada. Soojendustehnikad on järgmised: hoidke peopadesa vähemalt 60 sekundit, hoidke kiirgava soojendaja läheval 10–15 sekundit või hoidke vastu keemilist kannasojendajat 10–15 sekundit.

2. samm Tömmake vooderdiseest välja. Pange NeoBond nahale ja tootele (nt toitmisvoolikule, jäsemeteole) ja hoidke 60 sekundit paigal, et tagada korralik kleepumine. Kui olete löpetanud, visake vooderdise ära.

Eemaldamine

1. samm Vahetage NeoBondi iga 5 päeva järel või haigla protokoli järgi, olenevalt sellsest, kumb on varasem.

2. samm Immutage NeoBondi vee või fisioloogilise luhusega.

3. samm Tömmake NeoBondi aeglaselt nahast eemale, samal ajal niisutades nahka vee või fisioloogilise luhusega.

ETTEVAATUSABINÖUD JA HOIATUSED

Nahaarituse tekkinisel katkestage kohe kasutamine.

NeoBond ei kleep korralikult niiskele nahale või karvadele. Ka ölid ja kreemid möjutavad nakkumist ebasoodsalt.

Ärge kasutage enne pealekandmist nahha puhastamiseks alkoholi.

Ainult ühel patsiendi kasutamiseks.

Europa Liit: MDR EU 2017/745

Kõigile selle seadmega seotud tööstistest juhtumitest tuleb teatada Neotech Productsile ja selle liikmesriigi päädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Ελληνικά

NeoBond® Υδροκολοιδείς αυτοκόλλητες ταινίες

ΕΝΑΡΞΙΣ

Οι υδροκολοιδείς αυτοκόλλητες ταινίες NeoBond προορίζονται για γενική χρήση ως ιατρική κόλλα.

ΟΔΗΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία

Καθαρίστε και στεγνώστε το δέρμα όπου θα τοποθετήσετε το NeoBond σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο.

Σημείωση: Είναι σημαντικό το δέρμα να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρός και στεγνός. Το NeoBond δεν προσκολλάται ασωτά σε υγρό δέρμα ή μαλλιά. Τα έλαια και οι λοσιόνες επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανότητα προσκόλλησης.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΙΝΟΤΡΕΥΣΜΑ.

Εφαρμογή

Βήμα 1 Πριν από την αφαίρεση από την πλαστική μεμβράνη, το αυτοκόλλητο υδροκολοιδεύσιο πρέπει να ζεσταθεί ενεργητικά.

Ορισμένοι τρόποι για να ζεσταθεί: Κρατήστε το ανάμεσα στις παλάμες σας για υπολάθιαν δο 60 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε το κοντά σε ένα θερμαντικό στοιχείο υπέρυθρης ακτινοβολίας για 10-15 δευτερόλεπτα ή ακουμπήστε το σε μια θερμομόρφη φέτες για 10-15 δευτερόλεπτα.

Βήμα 2 Απομακρύνετε την πλαστική μεμβράνη. Το ίδιο πρόσωπο πρέπει να ζεσταθεί ενεργητικά σε περίπτωση προσκόλλησης του NeoBond πάνω από το δέρμα και το προϊόν (π.χ. σωλήνας, τροφοδοσίας, σανίδα άκρου) και κρατήστε το στη θέση του για 60 δευτερόλεπτα για να εξασφαλιστεί τη σωστή πρόσθυση. Απορρίψτε την επένδυση.

Αφρίση

Βήμα 1 Αντικαταστήστε το NeoBond κάθε 5 ημέρες ή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο, αν προβλέπεται αντικατάσταση νωρίτερα.

Βήμα 2 Εμποτίστε το NeoBond με νερό ή φυσιολογικό ορό.

Βήμα 3 Τοποθετήστε το νέο Αντικαταστήστε το NeoBond κάθε 5 ημέρες ή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ερεθίσματος στο δέρματος διακόψτε αμέσως τη χρήση.

To NeoBond δεν προσκολλάται σε υγρό δέρμα ή μαλλιά.

Τα έλαια και οι λοσιόνες επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανότητα προσκόλλησης.

Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από την εφαρμογή.

Προορίζεται για χρήση από έναν μόνο ασθενή.

Ευρωπαϊκή Ένωση: MDR EU 2017/745

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβει σε σχέση με τη συσκευή αυτή πρέπει να αναφέται στην Neotech Products και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Magyar

NeoBond® Hydrokolloid Tapadócsíkok

TERÁPIÁS JAVALLATOK

A NeoBond hidrokolloid tapadócsíkok általános orvosi ragasztóanyagként használhatók.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Elkészítés

Tisztítsa meg és szárlitsa meg a bőrt azon a felületen, ahova a NeoBond csíkokat fogja helyezni, a körházi protokoll szerint.

Megjegyzés: Fontos, hogy a bőr minél tiszább és szárazabb legyen. A NeoBond nem tapad megfelelően a nedves bőrhöz vagy hajhoz. Az olajok és testápolók szintén hátrányosan befolyásolják a tapadást.

NE HASZNÁLJON ALKOHOLT.

Használat

1. lépés Mielőtt kiveszi a műanyag béléslsből, a hidrokolloid tapadócsíkot aktívan fel kell melegíteni. Melegítési technikák: tartsa a tenyere között legalább 60 másodpercig, tartsa egy sugarzó melegítő közelében 10-15 másodpercig vagy tartsa egy kérmiá sarokmelegítőhöz 10-15 másodpercig.

2. lépés Válásza le a bélésről. Csatlakozza rát a NeoBond csíkot a bőrre és a termékre (pl. táplálószondára, karra rögzítettető tartósnira), azután a megfelelő tapadás érédekben nyomja öda 60 másodpercig. Ha kész, a ből készítse el.

Eltávolítás

1. lépés Cserélje