

NeoBond®

BANDES ADHÉSIVES HYDROCOLLOÏDES



FONCTIONS ET AVANTAGES

- Alternative aux bandes acryliques plus respectueuse de la peau
- Conçues pour un maintien longue durée
- Idéales pour une utilisation avec les supports de membres
- Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel et plastifiant DEHP

Catalogue	Taille	Qté/Unité
N741	1/2" x 6" Bandes	100/boîte*
N742	1" x 15' Rouleau	1/boîte

*50 ensembles de 2



NeoBond®

BANDES ADHÉSIVES HYDROCOLLOÏDES

INDICATIONS D'UTILISATION

Les bandes adhésives hydrocolloïdes NeoBond sont conçues pour un usage général en tant qu'adhésif médical.

INDICATIONS D'UTILISATION

Préparation

Retire lentamente el NeoBond de la piel mientras la limpia con agua o solución salina.

Remarque : La peau doit être aussi propre et sèche que possible. NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence..

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

- 1 Avant de les retirer du film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Vous pouvez les réchauffer en utilisant les techniques suivantes : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, les tenir près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou les tenir contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.
- 2 Retirer et jeter le film protecteur. Entourer la peau et le produit avec une bande NeoBond (p. ex., sonde d'alimentation, supports de membres) et la maintenir en place pendant 60 secondes pour assurer une bonne adhérence. Jeter le film protecteur une fois que la bande aura été placée.

Retrait

- 1 Remplacer la bande NeoBond tous les cinq jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
- 2 Imprégner la bande NeoBond d'eau ou de solution saline.
- 3 Décoller doucement NeoBond de la peau tout en la tamponnant avec de l'eau ou du sérum physiologique.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

NeoBond n'adhère pas correctement à une peau moite ou à des poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant l'application.

À usage unique exclusivement.

