

NeoShades[®] with Tabs Phototherapy Eye Shields

REF Catalog No.	DIRECTIONS FOR USE
N720 Micro	INSTRUCTIONS D'UTILISATION
N721 Small	ISTRUZIONI PER L'USO
N722 Large	INSTRUCCIONES DE USO
N724 Micro	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
N725 Small	GEBRAUCHSANWEISUNG
N726 Large	NÁVOD K POUŽITÍ
	ZALECENIA DOTYCZĄCE
	UŻYTKOWANIA
	إرشادات الاستخدام

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
26430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

EC REP EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague, The Netherlands



D457 Rev G

PPE Regulation (EU) 2016/425

Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands.

English

NeoShades[®] with Tabs
Phototherapy Eye Shields

INDICATIONS FOR USE

The NeoShades are indicated for use as eye protection during phototherapy sessions. They are intended for use on pediatric (neonates, infants and children) patients.

DIRECTIONS FOR USE

Preparation

Step 1 Select proper size.

Step 2 Clean and dry skin per hospital protocol.

Note: It is important for skin to be as clean and dry as possible. Tabs will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will adversely affect adhesion.

DO NOT USE ALCOHOL.

Application

Step 1 Before removing liners, carefully remove tabs from NeoShades and warm tabs in hands for 60 seconds. May also be held under radiant or heel warmer for 10 to 15 seconds.

Step 2 Peel and discard liners. Place tabs on skin and hold in place for 60 seconds to ensure proper adhesion.

Step 3 Cover eyes with NeoShades and gently attach to tabs.

Note: Leave a portion of the tab exposed for easier removal.

Removal

Step 1 Hold edge of tab in place and slowly separate NeoShades from tab.

Step 2 Saturate tab with water or saline.

Step 3 Slowly peel tab away from skin as you swab with water or saline.

Repeat for opposite side.

CONTRAINDICATIONS, CAUTIONS & WARNINGS

The NeoShades with Tabs are contraindicated for patients with facial deformation, skin infection or excoriated skin areas that would prevent the proper placement of the tabs. They are not intended for use on adults.

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

NeoShades should only be used while the patient is under the continuous, direct supervision of healthcare professionals.

Tabs should always be removed when NeoShades are taken off the patient. Do not reuse.

Discontinue immediately if skin irritation occurs.

Single patient use only.

General transportation and storage practices are applicable.

Declaration of conformity can be viewed on the Neotech website: www.neotechproducts.com

Product expiration date is printed on the immediate packaging as well as the dispenser box of the product.

Français

Bandeau NeoShades[®] avec languettes
Cache-œils de photothérapie

INDICATIONS D'UTILISATION

Le masque NeoShades est indiqué en tant que protection oculaire lors de sessions de photothérapie. Il est conçu pour une utilisation chez les patients en pédiatrie (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Étape 1 Sélectionnez la taille appropriée.

Étape 2 Nettoyez et séchez la peau selon le protocole hospitalier.

Remarque : il est important de maintenir la peau aussi propre et sèche que possible. Les languettes adhèrent mal sur une peau ou des poils humides. Les huiles et les lotions affecteront négativement l'adhérence.

N'UTILISEZ PAS D'ALCOOL.

Application

Étape 1 Avant de retirer les films protecteurs, retirez soigneusement les languettes du masque NeoShades et réchauffez-les dans vos mains pendant 60 secondes. Vous pouvez également les placer sous un incubateur chauffant ou un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.

Étape 2 Retirez et jetez les films de protections. Fixez les languettes sur la peau et maintenez-les en place pendant 60 secondes pour garantir une bonne adhérence.

Étape 3 Couvrez les yeux avec le bandeau NeoShades et fixez les languettes soigneusement.

Remarque : laissez une partie de la languette à l'air pour faciliter le retrait.

Retrait

Étape 1 Maintenez le bord de la languette en place, puis séparez doucement le bandeau NeoShades de la languette.

Étape 2 Saturez la languette d'eau ou de solution saline.

Étape 3 Retirez doucement la languette de la peau, tout en appliquant un tampon imbibé d'eau ou de solution saline.

Faites la même chose de l'autre côté.

CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Le bandeau NeoShades avec languettes est contre-indiqué chez les patients qui présentent une déformation faciale ou des surfaces cutanées infectées ou écorchées empêchant la bonne adhérence des languettes. Il n'est pas destiné aux adultes.

Selon la loi fédérale, ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur ordre d'un médecin.

Le bandeau NeoShades doit toujours être utilisé sous la surveillance continue et directe de professionnels qualifiés.

Les languettes doivent toujours être retirées lorsque le patient n'utilise plus le masque NeoShades. Ne réutilisez pas le produit.

Interrompez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation de la peau.

À usage unique.

Les pratiques générales de transport et de stockage sont applicables

La déclaration de conformité est consultable sur le site Web de Neotech : www.neotechproducts.com

La date d'expiration du produit est imprimée sur l'emballage d'origine ainsi que sur la boîte distributrice du produit

Italiano

NeoShades[®] con alette
Schermi protettivi per gli occhi per fototerapia

INDICAZIONI D'USO

I prodotti NeoShades sono indicati per proteggere gli occhi durante le sedute di fototerapia. Sono destinati all'uso su pazienti pediatrici (neonati, lattanti e bambini).

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

Passo 1 Selezionare la taglia corretta.

Passo 2 Pulire e asciugare la pelle secondo le indicazioni dell'ospedale.

Nota: è importante che la pelle sia il più possibile asciutta e pulita. Le alette non aderiranno correttamente a pelli o a capelli umidi. La presenza di oli e lozioni compromette l'adesione alla pelle.

NON USARE ALCOL.

Applicazione

Passo 1 Prima di rimuovere i rivestimenti, rimuovere delicatamente le alette da NeoShades e scaldarle in mano per 60 secondi. Possono inoltre essere scaldate tramite scaldatalloni o in incubatrice per un intervallo di 10-15 secondi.

Passo 2 Staccare e gettare i rivestimenti. Posizionare le alette sulla pelle e tenerle premute per 60 secondi per assicurare un'adesione corretta.

Passo 3 Coprire gli occhi con NeoShades e collegarlo delicatamente alle alette.

Nota: lasciare esposta una parte dell'aletta per semplificarne la rimozione.

Rimozione

Passo 1 Mantenere in posizione la punta dell'aletta e separare lentamente NeoShades da quest'ultima.

Passo 2 Impregnare l'aletta di acqua o soluzione salina.

Passo 3 Rimuovere lentamente l'aletta dalla pelle e allo stesso tempo tamponare con acqua o soluzione salina.

Ripetere l'azione sul lato opposto.

CONTROINDICAZIONI, AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Il prodotto è controindicato nei pazienti con deformazioni facciali, infezioni o escoriazioni alla pelle, le quali impedirebbero la giusta adesione delle alette sulla pelle. Il prodotto non è destinato all'uso su adulti.

Conformemente alla normativa federale statunitense, la vendita del presente dispositivo è riservata esclusivamente ai medici o su prescrizione medica.

NeoShades deve essere usato esclusivamente sotto continua e diretta supervisione di personale qualificato.

Ricordare di rimuovere le alette solo dopo aver rimosso NeoShades dal paziente. Non riutilizzare il prodotto.

Se si verificano irritazioni alla pelle, sospendere immediatamente l'uso.

Esclusivamente per uso monopaziente.

Sono applicate pratiche generali di trasporto e magazzinaggio

È possibile vedere la Dichiarazione di conformità sul sito Web di Neotech: www.neotechproducts.com

La data di scadenza è riportata sull'imballaggio esterno e sulla scatola del prodotto

Español

NeoShades[®] con lengüetas
Protectores oculares para fototerapia

INDICACIONES DE USO

Las NeoShades son indicadas para uso como protectores oculares durante sesiones de fototerapia. Han sido creadas para uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, bebés y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Paso 1 Seleccione el tamaño correcto.

Paso 2 Limpie y seque la piel conforme al protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas no se adhieren correctamente a piel húmeda o al cabello. Los aceites y lociones perjudicarán la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

Aplicación

Paso 1 Antes de retirar los papeles de forro, retire cuidadosamente las lengüetas de las NeoShades y caliéntelas en las manos durante 60 segundos. Puede sostenerse también bajo un calentador radiante o de talón de 10 a 15 segundos.

Paso 2 Quite y tire los papeles de forro. Coloque las lengüetas en la piel y sosténgalas en posición 60 segundos para que se adhieran correctamente.

Paso 3 Cubra los ojos con NeoShades y sujételas lentamente a las lengüetas.

Nota: Deje una porción de la lengüeta expuesta para poder retirarla.

Extracción

Paso 1 Sostenga el borde de la lengüeta en posición y separe lentamente las NeoShades de la lengüeta.

Paso 2 Sature la lengüeta con agua o solución salina.

Paso 3 Retire lentamente la lengüeta a la vez que humedece con agua o solución salina.

Repita en el otro lado.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las NeoShades con lengüetas son contraindicadas para pacientes con deformación facial, infección de la piel o zonas de piel excoriada que podrían impedir la colocación correcta de las lengüetas. No han sido creadas para uso en adultos.

La legislación federal restringe la venta de este dispositivo a médicos o cuando lo ordene un médico.

Solamente deben utilizarse las NeoShades cuando el paciente esté siendo supervisado continua y directamente por profesionales médicos.

Deben retirarse siempre las lengüetas cuando se retiren las NeoShades del paciente. No vuelva a utilizarlas.

Deje de usarlas inmediatamente si se produce irritación de la piel.

Para uso en un solo paciente.

Se aplican las prácticas generales de transporte y almacenamiento.

Puede consultar la declaración de conformidad en el sitio web de NeoTech: www.neotechproducts.com

La fecha de vencimiento aparece impresa en el envase primario del producto así como en su caja dispensadora.

العربية <p>NeoShades® ذو المقبضين واقي للعين عند المعالجة بالضوء</p>
دواعي الاستخدام
<p>إن NeoShades مخصص للاستخدام كحماية للعين خلال جلسات المعالجة بالضوء. وهو مخصص للاستخدام على المرضى من الأطفال (حديثي الولادة، والرضع، والأطفال).</p>
إرشادات الاستخدام
<p>الإعداد</p> <p>الخطوة الأولى</p> <p>حدد المقاس المناسب.</p>
<p>الخطوة الثانية</p> <p>نظف الجلد وجففه حسب بروتوكول المستشفى.</p>
<p>ملاحظة: من الضروري أن يكون الجلد نظيفًا وجافًا قدر الإمكان. لن يلتصق المقبضان بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر، تؤثر الزيوت والمستحضرات في الالتصاق بشكل سلبي.</p>
<p>لا تستخدم الكحول.</p>
<p>الاستخدام</p> <p>الخطوة الأولى</p> <p>قبل نزع الأشرطة، انزع المقبضين بحرص من NeoShades وقم بتدفئتهما في يدك لمدة 60 ثانية. يمكن أيضًا حملهما تحت أداة تدفئة مشققة أو ضمادة تدفئة الكعبين مدة 10 أو 15 ثانية.</p>
<p>الخطوة الثانية</p> <p>انزع الأشرطة وتخلص منها. ضع المقبضين على الجلد وامسكهما في مكانهما الصحيح مدة 60 ثانية لضمان التصاقهما بصورة سليمة.</p>
<p>الخطوة الثالثة</p> <p>نظِّ العيينين باستخدام NeoShades وأمسق المقبضين برفق.</p>
<p>ملاحظة: أترك جزءًا من المقبض مكشوفًا بسهولة الإزالة.</p>
<p>الإزالة</p> <p>الخطوة الأولى</p> <p>امسك حافة المقبض وضعها في مكانها وافصل NeoShades عن المقبض.</p>
<p>الخطوة الثانية</p> <p>انقع المقبض في الماء أو المحلول الملحي.</p>
<p>الخطوة الثالثة</p> <p>انزع المقبض ببطء من فوق الجلد وامسحه بالماء أو المحلول الملحي.</p>

كرر الأمر بالجانِب المقابل.

الموانع والتنبهيات والتحذيرات

يحظر استخدام NeoShades ذي المقبضين للمرضى الذين يعانون تشوهات في الوجه أو إصابات أو كشووظًا في الجلد مما قد يحول دون وضع المقبضين بصورة صحيحة. غير مخصص للاستخدام لدى البالغين.

تحظر القوانين الفدرالية بيع هذا المُنتج إلا لطبيب أو بموجب طلب طبيب.

ينبغي ألا يستخدم NeoShades إلا عند خضوع المريض للإشراف المباشر المستمر من متخصصي الرعاية الصحية.

ينبغي دائمًا إزالة المقبضين عند خلع المريض NeoShades. ويحظر إعادة الاستخدام.

ينبغي إيقاف الاستخدام على الفور في حالة تهيج الجلد.

لااستخدام لمريض واحد فقط.

تطبق ممارسات النقل والتخزين العامة.

يمكن الاطلاع على إعلان المطابقة على موقع Neotech الإلكتروني: www.neotechproducts.com

تمت طباعة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج على الغلاف الحالي بالإضافة إلى الصندوق الموزع للمنتج.

Polski
NeoShades® z plastrami mocującymi
Okularki ochronne do fototerapii

ZASTOSOWANIE

Okularki NeoShades służą do ochrony oczu podczas fototerapii. Produkt przeznaczony do użytku na oddziałach pediatrycznych (noworodki, niemowlęta i dzieci starsze).

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przygotowanie

Krok 1 Wybierz odpowiedni rozmiar produktu.

Krok 2 Oczyszć i osusz skórę zgodnie z procedurami szpitalnymi.

Uwaga: Należy jak najdokładniej oczyścić i osuszyć skórę. Na wilgotnej lub owłosionej skórze plastry nie zostaną prawidłowo zamocowane. Oleje i płyny kosmetyczne również utrudniają prawidłowe mocowanie produktu.

NIE WOLNO UŻYWAĆ ALKOHOLU.

Zakładanie

Krok 1 Przed usunięciem warstwy ochronnej ostrożnie odłącz plastry od okularków NeoShades i ogrzewaj w dłoniach przez 60 sekund. Można je również ogrzewać przy użyciu ogrzewacza promiennikowego lub chemicznego przez 10–15 sekund.

Krok 2 Usuń warstwę ochronną. Umieść plastry na skórze i przytrzymaj przez 60 sekund, aby umożliwić prawidłowe przymocowanie.

Krok 3 Oslonь oczy okularkami NeoShades i ostrożnie przymocuj okularki do plastrów.

Uwaga: Pozostaw część plastra odsłoniętą, aby ułatwić usunięcie.

Usowanie

Krok 1 Przytrzymaj krawędź plastra i powoli odłącz okularki NeoShades od plastra.

Krok 2 Nasącz plaster wodą lub solą fizjologiczną.

Krok 3 Powoli odklej plaster od skóry, używając wacika nasączonego wodą lub solą fizjologiczną.

Wykonaj ponownie powyższe czynności po drugiej stronie.

PRZECIWWSKAZANIA, PRZESTROGI I OSTRZEŻENIA

Okularki NeoShades z plastrami mocującymi nie powinny być stosowane w przypadku nieprawidłowego uformowania twarzy, infekcji skórnej oraz uszkodzenia skóry uniemożliwiającego prawidłowe przymocowanie plastrów. Produkt nie jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Przepisy federalne zezwalają na sprzedaż tego produktu wyłącznie przez lekarzy lub na ich zlecenie.

Okularki NeoShades powinny być używane wyłącznie w przypadku pacjentów pozostających pod stałym nadzorem przeszkolonego personelu medycznego.

Po zdjęciu okularków NeoShades należy zawsze usunąć plastry. Nie używać ponownie.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy zrezygnować z używania produktu.

Produkt jest przeznaczony do użytku tylko dla pojedynczego pacjenta.

Zastosowanie mają ogólne zasady transportu i przechowywania

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej Neotech: www.neotechproducts.com

Data ważności produktu jest wydrukowana na opakowaniu bezpośrednim, jak również na pudełku do wydawania produktu

Česky
Ochrana očí NeoShades® s přípevňovacími kolečky
Oční štíty pro fototerapii

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Ochrana očí NeoShades je indikována pro použití jako ochrana očí při fototerapeutických sezeních. Jsou určeny pro použití u pediatrických pacientů (novorozenců, kojenců a dětí).

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava

Krok 1 Vyberte správnou velikost.

Krok 2 Očistěte a osušte pokožku podle nemocničních zavedených postupů.

Poznámka: Je důležité, aby kůže byla co možná nejčistší a maximálně vysušená. Kolečka správně nepřilnou na vlhkou kůži nebo na vlasy. Oleje a tělová mléka mají negativní vliv na přilnutí.

NĚPOUŽÍVEJTE ALKOHOL.

Použití

Krok 1 Před odstraněním ochranných fólií opatrně vyjměte kolečka z ochrany očí NeoShades a po dobu 60 sekund je zahřívejte v ruce. Lze je také podržet na 10 až 15 sekund pod radiátorem nebo ohřívačem nohou.

Krok 2 Sloupněte a vyhoďte ochranné fólie. Dejte kolečka na kůži a po dobu 60 sekund je podržte na místě, abyste zajistili správnou přilnavost.

Krok 3 Zakryjte oči ochranou NeoShades a opatrně ji připevněte na kolečka.

Poznámka: Část koleček nechte odkrytou, aby bylo možné ochranu snadněji odstranit.

Odstranění

Krok 1 Pdržte kolečko na místě a pomalu od něj ochranu očí NeoShades oddělte.

Krok 2 Nasákněte kolečko vodou nebo fyziologickým roztokem.

Krok 3 Pomalu odlpujte kolečko z pokožky a přitom otírejte vodou nebo fyziologickým roztokem.

Opakujte na opačné straně.

KONTRAINDIKACE, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Ochrana očí NeoShades s přípevňovacími kolečky je kontraindikována u pacientů s obličejovou deformací, kožní infekcí nebo s oblastmi s odfenou kůží, které by bránily správnému umístění koleček. Není určeno pro použití u dospělých pacientů.

Podle federálního zákona USA smí být tento přístroj prodáván výlučně lékařem nebo na jeho pokyn.

Ochrana očí NeoShades by měla být použita jen tehdy, když je pacient pod stálým a přímým dohledem zdravotníků.

Kolečka by měla být vždy odstraněna, když je ochrana očí NeoShades z pacienta sejmuta. Nepoužívejte opakovaně.

Pokud dojde k podráždění kůže, okamžitě je přestaňte používat.

Pouze pro jednoho pacienta.

Platí obecné postupy pro převoz a uskladnění.

Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách společnosti Neotech: www.neotechproducts.com

Datum expirace produktu je vytištěno na bezprostředním obalu, stejně tak na dávkovači produktu.

Deutsch
NeoShades® mit Klebelaschen
Augenschutz für Fototherapie

GEBRAUCHSHINWEIS

NeoShades sind als Augenschutz während einer Fototherapieisitzung einzusetzen. Sie sind für den Gebrauch an pädiatrischen Patienten (Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern) vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vorbereitung

Schritt 1 Richtige Größe wählen.

Schritt 2 Haut nach Krankenhausprotokoll säubern und abtrocknen.

Hinweis: Es ist wichtig, dass die Haut so sauber und trocken wie möglich ist. Laschen haften nicht richtig auf feuchter Haut oder feuchten Haaren. Öle und Lotionen wirken sich negativ auf die Haftung aus.

KEIN ALKOHOL VERWENDEN.

Anwendung

Schritt 1 Vor dem Entfernen der Schutzfolie Laschen 60 Sekunden lang in den Händen aufwärmen. Können auch für 10 bis 15 Sekunden unter Heizstrahler oder Fersenwärmer gehalten werden.

Schritt 2 Schutzfolie entfernen und entsorgen. Laschen auf die Haut aufbringen und 60 Sekunden lang halten, um gute Haftung sicherzustellen.

Schritt 3 Augen mit NeoShades abdecken und sanft an Laschen befestigen.

Hinweis: Ein Teil der Laschen für leichtere Entfernung freilassen.

Entfernung

Schritt 1

Rand der Lasche festhalten und langsam NeoShades von Lasche trennen.

Schritt 2 Lasche mit Wasser oder Kochsalzlösung tränken.

Schritt 3 Lasche langsam von Haut lösen, während die Haut mit Wasser oder Kochsalzlösung abgetupft wird.

Mit gegenüberliegender Seite wiederholen.

GEGENANZEIGEN, VORSICHTSMASSNAHMEN & WARNUNGEN

NeoShades sind bei Patienten mit Gesichtsverformung und infizierten oder wunden Hautbereichen, die eine richtige Platzierung der Laschen verhindern, kontraindiziert. Sie sind nicht für den Einsatz an Erwachsenen vorgesehen.

Nach Bundesgesetz darf dieser Artikel nur von einem Arzt oder auf Verordnung eines Arztes verkauft werden.

NeoShades sollten nur dann verwendet werden, während der Patient sich unter ständiger, direkter Aufsicht von ausgebildeten Fachleuten befindet.

Laschen sollten immer entfernt werden, wenn NeoShades vom Patienten abgenommen werden. Laschen nicht wiederverwenden.

Bei Hautreizungen Gebrauch sofort unterbrechen.

Nur für den Einsatz an einem Patienten gedacht.

Es gelten die allgemeinen Transport- und Lagerungsverfahren.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Webseite von Neotech: www.neotechproducts.com

Das Ablaufdatum des Produkts ist sowohl auf der eigentlichen Verpackung als auch auf der Spenderbox aufgedruckt.

Português
NeoShades® com alças
Proteção para os Olhos em Sessões de Fototerapia

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Os NeoShades são indicados para usar como proteção para os olhos durante as sessões de fototerapia.

Concebidos para utilização em pacientes pediátricos (recém-nascidos, bebês e crianças).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação

Passo 1 Selecione o tamanho certo.

Passo 2 Limpe e seque a pele, segundo o protocolo hospitalar.

Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. As alças não aderem devidamente a pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções afeta adversamente a aderência.

NÃO UTILIZAR ÁLCOOL.

Aplicação

Passo 1 Antes de remover o invólucro, retire cuidadosamente as alças dos NeoShades e agite-as nas mãos por 60 segundos. Também pode aquecer sob fonte de calor por radiação ou bolsa térmica, durante 10 a 15 segundos.

Passo 2 Retire e descarte a película de proteção. Posicione as alças sobre a pele e mantenha-as no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.

Passo 3 Cubra os olhos com os NeoShades e prenda suavemente as alças.

Nota: Deixe uma parte das alças exposta para facilitar a remoção.

Remoção

Passo 1 Segure a extremidade da alça no lugar e lentamente separe os NeoShades das alças.

Passo 2 Sature a alça com água ou soro fisiológico.

Passo 3 Descole lentamente a alça da pele com a ajuda de uma compressa embebida em água ou soro fisiológico.

Repita no lado oposto.

CONTRA-INDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Os NeoShades com Alças são contraindicados para pacientes com deformação facial, infeções de pele ou áreas de pele escoriadas que impediriam o correto posicionamento das mesmas. Não se destinam a ser usados em adultos.

Segundo a legislação em vigor, a venda deste dispositivo está sujeita a receita ou indicação médica.

Os NeoShades só devem ser usados em pacientes sob supervisão contínua e direta de profissionais de saúde.

As alças devem sempre ser removidas quando os NeoShades forem retirados do paciente. Não reutilizar.

Descontinuar imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

Utilizar apenas num único paciente.

Aplicam-se práticas gerais de transporte e armazenamento.

A declaração de conformidade pode ser lida no site da Neotech: www.neotechproducts.com.

A data de validade do produto vem impressa na embalagem primária, bem como na embalagem distribuidora do produto.