

## Neotech Cell Shield™ Cell Phone and Mobile Device Cover

**REF** Catalog No.  
N15200

**DIRECTIONS FOR USE**  
INSTRUCTIONS D'UTILISATION  
ISTRUZIONI PER L'USO  
INSTRUCCIONES DE USO  
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
NÁVOD K POUŽITÍ  
ZALECENIA DOTYCZĄCE  
UŻYTKOWANIA  
إرشادات الاستخدام

 Manufactured by  
NEOTECH PRODUCTS LLC  
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA  
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

 EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague, The Netherlands



Made in USA

D455 Rev G

*English*  
**Neotech Cell Shield™**  
Cell Phone and Mobile Device Cover

### INTENDED USE

The Neotech Cell Shield is intended for use as a temporary cover to help keep cell phones and other mobile devices clean.

### DIRECTIONS FOR USE

**Step 1** Wash or sanitize hands.

Note: For most effective use, clean phone or mobile device with Neotech Cell Wipe.

**Step 2** Pull out Cell Shield from dispenser box.

**Step 3** Insert device into Cell Shield, camera end first.

**Step 4** Remove adhesive liner, fold self-sealing flap over back side of device, and seal.

**Step 5** Replace Cell Shield every 12 hours or sooner if visibly soiled or torn.

Discard after use.

### CAUTIONS

Not intended for medical use.

Keep out of reach of children.

Not intended to protect devices from water or other damage.

Single use only.

*Français*  
**Neotech Cell Shield™**  
Protection pour téléphones portables  
et appareils mobiles

### UTILISATION PRÉVUE

La protection Neotech Cell Shield est une protection temporaire qui permet de maintenir les téléphones portables et appareils mobiles au propre.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Étape 1** Lavez-vous les mains ou désinfectez-les.

Remarque : Pour une efficacité optimale, nettoyez votre téléphone ou votre appareil mobile avec une lingette Neotech Cell Wipe.

**Étape 2** Tirez sur la protection Cell Shield pour la sortir de la boîte distributrice.

**Étape 3** Placez l'appareil dans la protection Cell Shield, le haut de l'appareil en premier.

**Étape 4** Retirez le revêtement auto-adhésif, rabattez le clapet auto-adhésif sur l'arrière de l'appareil et scellez.

**Étape 5** Remplacez la protection Cell Shield toutes les 12 heures, ou plus tôt si vous constatez des traces de salissure ou de déchirure.

Mettez-la au rebut après utilisation.

### PRÉCAUTIONS

La protection n'est pas prévue pour une utilisation médicale.

Maintenir hors de portée des enfants.

La protection n'est pas prévue pour protéger les appareils de l'eau ou d'autres dégâts.

Usage unique.

*Italiano*  
**Neotech Cell Shield™**  
Cover per dispositivi cellulari e mobili

### DESTINAZIONE D'USO

Il Neotech Cell Shield è destinato a un uso come cover temporanea che aiuti a mantenere puliti cellulari e altri dispositivi mobili.

### ISTRUZIONI PER L'USO

**Passo 1** Lavare o disinfettare le mani.

Nota: Per risultati più efficaci, pulire il telefono o il dispositivo mobile con le salviette Neotech Cell Wipe.

**Passo 2** Prendere una custodia Cell Shield dal distributore.

**Passo 3** Inserire il dispositivo nella custodia Cell Shield, partendo dall'estremità con la fotocamera.

**Passo 4** Rimuovere la striscia adesiva, ripiegare l'estremità autoadesiva sul retro del dispositivo e sigillare.

**Passo 5** Sostituire la custodia Cell Shield ogni 12 ore o eventualmente prima se visibilmente sporca o strappata.

Gettare dopo l'uso.

### AVVERTENZE

Non destinato a un uso medico.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non pensato per proteggere i dispositivi da acqua o altri danni.

Esclusivamente monouso.

*Español*  
**Neotech Cell Shield™**  
Cubierta para teléfonos celulares y dispositivos móviles

### USO PREVISTO

La cubierta Neotech Cell Shield está diseñada como cubierta provisional para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles.

### INDICACIONES DE USO

**Paso 1** Lávese o desinfectese las manos.

Nota: Para un uso más efectivo, limpie el teléfono o dispositivo móvil con una toallita Neotech Cell Wipe.

**Paso 2** Saque una cubierta Cell Shield de la caja dispensadora.

**Paso 3** Introduzca el dispositivo en la cubierta Cell Shield empezando por el extremo de la cámara.

**Paso 4** Retire la lámina adhesiva, doble la solapa autosellante sobre la parte posterior del dispositivo y séllela.

**Paso 5** Reemplace la cubierta Cell Shield cada 12 horas o antes si se ve sucia o rota.

Desear después de su uso.

### ADVERTENCIAS

No está diseñada para uso médico.

Manténgala fuera del alcance de los niños.

No está diseñada para proteger los dispositivos del agua u otros daños.

Es de un solo uso.

*Português*
**Neotech Cell Shield™**
**Capa de Telemóveis e Dispositivos Móveis**

### USO PRETENDIDO

A Neotech Cell Shield™ deve ser usada como capa temporária para ajudar a manter limpos telemóveis e outros dispositivos móveis.

#### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**1° Passo** Lave ou higienize as mãos.

Nota: Para um uso mais eficaz, limpe o telemóvel ou o dispositivo móvel com Neotech Cell Wipe.

**2° Passo** Retire o Cell Shield da embalagem distribuidora.

**3° Passo** Insira o dispositivo no Cell Shield, primeiro a extremidade da câmara.

**4° Passo** Remova o revestimento adesivo, dobre a aba auto-selante na parte de trás do dispositivo e vede.

**5° Passo** Substitua o Cell Shield a cada 12 horas ou antes, se visivelmente sujo ou rasgado.

Descarte após usar.

#### PRECAUÇÕES

Não se destina a uso médico.

Mantenha fora do alcance das crianças.

Não serve para proteger dispositivos da água ou de outros danos.

Para uso único.

*Deutsch*
**Neotech Cell Shield™**
**Hülle für Mobiltelefone oder Mobilgeräte**

### VERWENDUNGSZWECK

Die Hülle “Neotech Cell Shield” eignet sich zum vorübergehenden Einsatz, um Mobiltelefone und andere Mobilgeräte sauber zu halten.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

**Schritt 1** Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände.

Hinweis: Reinigen Sie für die effektivste Anwendung Ihr Telefon oder Mobilgerät mit dem Neotech Cell Wipe.

**Schritt 2** Ziehen Sie das Cell Shield aus der Spenderbox.

**Schritt 3** Setzen Sie Ihr Gerät, mit der Kamera zuerst, in das Cell Shield ein.

**Schritt 4** Ziehen Sie die Klebefolie ab, falten Sie die selbstdichtende Klappe über die Rückseite des Geräts und dichten Sie sie ab.

**Schritt 5** Ersetzen Sie das Cell Shield alle 12 Stunden oder eher, wenn Verschmutzungen oder Risse zu sehen sind.

Nach Gebrauch entsorgen.

#### VORSICHTSMASSNAHMEN

Eignet sich nicht für die Verwendung im medizinischen Bereich.

Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.

Eignet sich nicht zum Schutz von Geräten vor Wasser oder anderen Schäden.

Eignet sich nur für die einmalige Verwendung.

*Česky*
**Neotech Cell Shield™**
**Kryt pro mobilní telefony a mobilní zařízení**

### URČENÍ

Kryt Neotech Cell Shield je určen k použití jako dočasný kryt, který pomáhá udržovat mobilní telefony a jiná mobilní zařízení v čistotě.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

**Krok 1** Umyjte nebo dezinfikujte si ruce.

Poznámka: Pro co nejúčinnější použití očistěte telefon nebo mobilní zařízení ubrouskem Neotech Cell Wipe.

**Krok 2** Z dávkovacího boxu si vytáhněte pouzdro na mobilní telefon.

**Krok 3** Přístroj zasuňte do pouzdra na mobilní telefon, koncem s kamerou.

**Krok 4** Odstraňte vložku, složte samotěsnící kryt, přeložte přes zařízení a utěsněte.

**Krok 5** Kryt na mobilní telefon vyměňte každých 12 hodin, v případě viditelného znečištění nebo roztržení dřívě.

Po použití zlikvidujte.

#### UPOZORNĚNÍ

Není určeno k lékařským účelům.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Není určeno k ochraně zařízení před vodou či jiným poškozením.

Pouze k jednorázovému použití.

*Polski*
**Neotech Cell Shield™**
**Pokrowce na telefony komórkowe i urządzenia przenośne**

### ZASTOSOWANIE

Pokrowce Neotech Cell Shield służą do tymczasowej ochrony telefonów komórkowych i urządzeń przenośnych przed zanieczyszczeniem.

#### ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

**Krok 1** Umyć lub zdezynfekować ręce.

Uwaga: aby produkt był skuteczniejszy, wyczyścić telefon lub urządzenie przenośne chusteczkami Neotech Cell Wipe.

**Krok 2** Wyciągnąć woreczek Cell Shield z pudełka dozującego.

**Krok 3** Włożyć urządzenie do woreczka Cell Shield najpierw stroną, na której znajduje się aparat fotograficzny.

**Krok 4** Zdjąć samoprzylepną wkładkę, zawinać samouszczelniające się skrzydełko na tylną część urządzenia i uszczelnić.

**Krok 5** Wymieniać woreczek Cell Shield co 12 godzin lub częściej, jeśli jest widocznie zabrudzony lub rozdarty.

Wyrzucić po użyciu.

#### PRZESTROGI

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań medycznych.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt nie zapewnia ochrony urządzeń przed wodą ani uszkodzeniem.

Produkt jest przeznaczony do użytku indywidualnego.

*العربية*
**Neotech Cell Shield™**
**غطاء للهواتف الخلوية والأجهزة المحمولة**

**الاستخدام المُخصص**
Neotech Cell Shield (واقِي الهاتف الخلوي) مخصص للاستخدام كغطاء مؤقت للمساعدة في الحفاظ على نظافة الهواتف الخلوية والأجهزة المحمولة الأخرى.

**تعليمات الاستخدام**
اغسل اليدين أو عقمهما.

ملاحظة: لأكثر فاعلية للاستخدام، نظف الهاتف أو الجهاز المحمول باستخدام Neotech Cell Wipe.

**الخطوة الثانية**
اسحب Cell Shield من صندوق الموزع.

**الخطوة الثالثة**
أدخل الجهاز في Cell Shield، بحيث يدخل الطرف الذي يحتوي على الكاميرا أولاً.

**الخطوة الرابعة**
أزل الداعم اللاصق، واثن سديلة القفل الذاتي على الجانب الخلفي للجهاز، وأتم القفل.

**الخطوة الخامسة**
بدّل Cell Shield كل 12 ساعة أو أقل إن كان متسخًا أو باليًا بشكل ملحوظ.
تخلص منه بعد الاستخدام.

**التنبيهات والتحذيرات**
غير مخصص للاستخدام الطبي.

يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

غير مخصص لحماية الأجهزة من الماء أو التلفيات الأخرى.

للاستخدام مرة واحدة فقط.