

1. korak Zamijenite NeoSmile Hydrogel svaka 3 dana ili prema bolničkom protokolu, što god je ranije.
2. korak Lagano podignite rub NeoSmilea i polako odjelpljujte. Na rub se može staviti voda ili fiziološka otopina kako bi ljepilo popustilo.
MJERE OPREZA I UPOZORENJA
U slučaju nadražaja kože odmah prestanite s uporabom. NeoSmile neće pravilno prionuti na vlažnu kožu ili kosu. Ulja i losioni također će negativno utjecati na prijanjanje. Nemojte koristiti alkohol kako biste očistili kožu prije primjene proizvoda.
Proizvod za jednog pacijenta.
Evropska unija: MDR EU 2017/745
Svaki ozbiljan incident koji se dogodio u vezi s ovim uređajem treba prijaviti tvrtki Neotech Products i nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi korisnik i/ili pacijent.

Dansk
NeoSmile™ Hydrogel Temperatursondedæksel
INDIKATIONER FOR BRUG
NeoSmile er beregnet til at dække og sikre en temperatursonde.
BRUGSANVISNING
Forberedelse
Rens og tør huden i henhold til hospitalets protokol.
Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.
BRUG IKKE ALKOHOL.
Påsætning
Trin 1 Skræl og kassér foringen. Placer NeoSmile Hydrogel over sonden og huden.
Trin 2 Flyt NeoSmile Hydrogel efter behov.
Bemærk: Hvis klæbemidlet ikke længere er klæbrigt, kan du tilsætte en dråbe vand (ikke saltvand) til hydrogelen og påføre igen.
Fjernelse
Trin 1 Udskift NeoSmile Hydrogel hver 3. dag eller ifølge hospitaletsprotokol, alt efter hvad der kommer først.
Trin 2 Løft forsigtigt kanten af NeoSmile og træk langsomt tilbage. Der kan påføres vand eller saltvand på kanten for at løsne den klæbende forbindelse.
FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER
Afbyrd straks brugen, hvis der opstår hudirritation. NeoSmile klæber ikke ordentligt til fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil også påvirke klæbeevnen negativt.
Brug ikke alkohol til at rense huden før påsætning.
Kun til brug for en enkelt patient.
Europæiske Union: MDR EU 2017/745
Enhver alvorlig hændelse, der opstår i forbindelse med denne enhed, skal rapporteres til Neotech Products og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Nederlands
NeoSmile™ Hydrogel Hoesje voor temperatuursonde
GEBRUIKSINDICATIES
De NeoSmile is bedoeld om een temperatuursonde af te dekken en vast te zetten.
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Voorbereiding
Reinig en droog de huid volgens het ziekenhuisprotocol.
Let op: Het is belangrijk dat de huid zo schoon en droog mogelijk is. NeoSmile hecht niet op een vochtige huid of op haar. Oliën en lotions voorkomen ook een goede hechting.
GEBRUIK GEEN ALCOHOL.
Aanbrengen
Stap 1 Verwijder de voering en gooi deze weg. Plaats NeoSmile Hydrogel over de sonde en de huid.
Stap 2 Positioneer NeoSmile Hydrogel zo nodig opnieuw.
Let op: Als de lijm niet meer kleverig is, voeg dan een druppel water (geen zoutoplossing) toe aan de hydrogel en breng hem opnieuw aan.
Lostrekken
Stap 1 Vervang NeoSmile Hydrogel om de 3 dagen of volgens het ziekenhuisprotocol, afhankelijk van wat eerder is.
Stap 2 Til de rand van NeoSmile vanaf een kant voorzichtig op en trek langzaam los. Er kan water of een zoutoplossing op de rand worden aangebracht om de lijmverbinding los te maken.
VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN
Stop het gebruik onmiddellijk als er huidirritatie optreedt. NeoSmile hecht niet op een vochtige huid of op haar. Oliën en lotions voorkomen ook een goede hechting.
Gebruik geen alcohol op schone huid voordat u het product aanbrengt.
Mag door slechts één patiënt gebruikt worden.
Europese Unie: MDR EU 2017/745
Elk serieus incident dat plaatsvindt in het kader van het gebruik van dit product, moet gemeld worden aan Neotech Products en de verantwoordelijke autoriteit in de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt zich bevindt.

Eesti keel
NeoSmile™ Hydrogel Temperatuurianduri kate
KASUTUSNÄIDUSTUSED
NeoSmile on mõeldud temperatuurianduri katmiseks ja kinnitamiseks.
KASUTUSJUHEND
Etevalmistus
Puhastage ja kuivatage nahk haigla protokollil järgi.
Märkus. On oluline, et nahk oleks võimalikult puhas ja kuiv. NeoSmile ei kleepu korralikult niiskele nahale või karvadele. Ka õid

ja kreemid mõjutavad nakkumist ebasoodsalt.
ÁRGE KASUTAGE ALKOHOLI.
Pealekandmine
1. samm Eemaldage ja visake vooderdised ära. Asetage NeoSmile Hydrogel sondi ja naha peale.
2. samm Paigutage NeoSmile Hydrogel vajaduse järgi.
Märkus. Kui liim ei ole enam kleepuv, lisage hüdrogeelile tilk vett (mitte soolalahust) ja kandke uuesti peale.
Eemaldamine
1. samm Asendage NeoSmile Hydrogel iga 3 päeva järel või haigla protokollil järgi, olenevalt sellest, kumb on varasem.
2. samm Tõstke õrnalt NeoSmile'i serva ja tõmmake aeglaselt tagasi. Liimi eemaldamiseks võib servale kanda vett või soolalahust.
ETTEVAATUSABINÕUD JA HOIATUSED
Nahaärrituse tekkimisel katkestage kohe kasutamine. NeoSmile ei kleepu korralikult niiskele nahale või karvadele. Ka õid ja kreemid mõjutavad nakkumist ebasoodsalt.
Ärge kasutage enne pealekandmist naha puhastamiseks alkoholi.
Ainult ühel patsiendil kasutamiseks.
Euroopa Liit: MDR EU 2017/745
Kõigist selle seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada Neotech Productsile ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

NeoSmile™ Hydrogel
Κάλυμμα αισθητήρα θερμοκρασίας
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το NeoSmile προορίζεται να καλύψει και να ασφαλίσει έναν αισθητήρα θερμοκρασίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Προετοιμασία
Καθαρίστε και στεγνώστε το δέρμα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.
Σημείωση: Είναι σημαντικό το δέρμα να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρό και στεγνό. Το NeoSmile δεν προσκολλάται σωστά σε υγρό δέρμα ή μαλλιά. Τα έλαια και οι losiόν επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανότητα προσκόλλησης.
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.
Εφαρμογή
Βήμα 1 Αφαιρέστε και πετάξτε τη μεμβράνη. Τοποθετήστε το NeoSmile Hydrogel πάνω από τον αισθητήρα και το δέerma.
Βήμα 2 Απανατοποθετήστε το NeoSmile Hydrogel όπως απαιτείται.
Σημείωση: Εάν η κόλλα δεν είναι πλέον κολλώδης, προσθέστε μια σταγόνα νερό (όχι φυσιολογικό ορό) στην υδρογελ και εφαρμόστε ξανά.
Αφαίρεση
Βήμα 1 Αντικαταστήστε το NeoSmile Hydrogel κάθε 3 ημέρες ή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο, αν προβλέπει αντικατάσταση νωρίτερα.
Βήμα 2 Ανασηκώστε απαλά το άκρο του NeoSmile και αφαιρέστε αργά προς τα πίσω. Μπορεί να εφαρμοστεί νερό ή φυσιολογικός ορός στο άκρο για να χαλαρώσει ο συσπληκτικός σύνδεσμος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος διακόψτε αμέσως τη χρήση. Το NeoSmile δεν προσκολλάται σωστά σε υγρό δέρμα ή μαλλιά. Τα έλαια και οι losiόν επηρεάζουν επίσης αρνητικά την ικανότητα προσκόλλησης.
Μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα για τον καθαρισμό του δέρματος πριν από την εφαρμογή.
Προορίζεται για χρήση από έναν μόνο ασθενή.
Ευρωπαϊκή Ένωση: MDR EU 2017/745
Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με τη συσκευή αυτή πρέπει να αναφέρεται στη Neotech Products και στην αρμόδια αρχή του κράτους, μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Magyar
NeoSmile™ Hydrogel
Hőmérséklet-szonda fedele
TERÁPIÁS JAVALLATOK
A NeoSmile a hőmérséklet-szonda lefedésére és rögzítésére szolgál.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Előkészítés
Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrt a kórházi protokoll szerint.
Megjegyzés: Fontos, hogy a bőr minél tisztább és szárazabb legyen. A NeoSmile nem tapad megfelelően a nedves bőrhöz vagy hajhoz. Az olajok és testápolók szintén hátrányosan befolyásolják a tapadást.
NE HASZNÁLJON ALKOHOLT.
Használat
1. lépés Húzza le és dobja ki a védőréteget. Helyezze a NeoSmile Hydrogel terméket a szonda és a bőr fölé.
2. lépés Szükség esetén helyezze át a NeoSmile Hydrogel terméket.
Megjegyzés: Ha a ragasztó már nem tapad, adjon egy csepp vizet (nem sóoldatot) a hidrogélhez, és helyezze fel újra.
Eltávolítás
1. lépés Cserélje ki a NeoSmile Hydrogel terméket 3 naponta vagy a kórházi protokoll szerint, attól függően, hogy melyik esedékes korábban.
2. lépés Óvatosan emelje meg a NeoSmile széléét, és húzza le lassan visszafelé. A ragasztókötés fellazításához vizet vagy sóoldatot használhat a széleken.
FELTÉTELEK ÉS ÖVINTÉZKEDÉSEK
Bőrirritáció jelentkezése esetén a használatot azonnal fel kell függeszteni.
A NeoSmile nem tapad megfelelően a nedves bőrhöz vagy hajhoz. Az olajok és testápolók szintén hátrányosan befolyásolják a tapadást.
Használat előtt ne használjon alkoholt a bőr tisztítására.
Kizárólag egy páciensen használható.

Európai Unió: MDR EU 2017/745
Minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos eseményt jelenteni kell a Neotech Products vállalatnak és azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a felhasználó és/vagy a páciens található.

Gaeilge
NeoSmile™ Hydrogel
Clúdach Tóireadóra Teochta
TÁCSA ÚSÁIDE
Ná sé i gceist ag an NeoSmile Tóireadóra teochta a chlúdach agus a dhaingniú.
TREORACHA ÚSÁIDE
Ullmhúchán
Glan agus triomaigh craiceann i gcomhréir le prótéal an ospidéil.
Nóta: Tá sé tábhachtach go bhfuil an chraiceann chomh glan agus tirim agus is féidir. Ni chloifidh NeoSmile i gceart le craiceann tais nó grauig. Beidh drochthionchar ag olaí agus lóiseanna ar an ngreamú.
NÁ hÚSÁID ALCÓIL.
Feidhm
Céim 1 Bain agus caith amach línéar. Cuir NeoSmile Hydrogel thar thóireadóir agus craiceann.
Céim 2 Athshuíomh NeoSmile Hydrogel de réir mar is gá.
Nóta: Murá bhfuil greamachán greamaitheach cuir braon uisce (chan saline) le hidrogel agus athiarratas a dhéanamh.
Á Bhaint
Céim 1 Cuir NeoSmile Hydrogel in ionad gach 3 lá nó in aghaidh phrótaéal an ospidéil, cibé acu is luaithe.
Céim 2 Ardaigh imeall NeoSmile go réidh agus bain siar ais go mall. Féadfar uisce nó saline a chur i bhfeidhm ar an imeall chun an banna greamaitheach a scaoileadh.
RABHAIDH & FOLÁIRIMH
Scoil de láithreach má tharlaíonn greannú craicinn.
Ni chloifidh NeoSmile i gceart le craiceann tais nó grauig Beidh drochthionchar ag olaí agus lóiseanna ar an ngreamú.
Ná húsáid alcól chun an craiceann a ghlanadh sula gcuirtear i bhfeidhm é.
Úsáid aon thair aonair amháin.
An tAontas Eorpach: MDR EU 2017/745
Ba cheart aon teagmhas tromchúiseach a tharla maidir leis an ngléas seo a thuairisciú do Neotech Products agus d’údarás inniúil an Bhalstáit ina bhfuil an t-úsáideoir agus/nó an t-thair bunaithe.

Lietuviškai
NeoSmile™ Hydrogel
Temperatūros zondo dangtelis
NAUDOJIMO INDIKACIJOS
„NeoSmile“ skirtas uždeginti ir pritvirtinti temperatūros zondą.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Paruošimas
Nuvalykite ir nusauskinkite odą pagal ligininės protokolą.
Pastaba: Svarbu, kad oda būtų švari ir sausa. „NeoSmile“ tinkamai neprikibs prie drėgnos odos arba plaukų. Allejai ir losjonai taip pat neigiamai paveiks sukibimą.
NENAUDOKITE ALKOHOLIO.
Užklėjimas
1 žingsnis Nulupkite ir išmeskite įdeklą. Užtepkite „NeoSmile Hydrogel“ ant zondo ir odos.
2 žingsnis Prireikus keiskite „NeoSmile Hydrogel“ padėtį. Pastaba: Jei klijai nebėra lipnūs, įlašinkite lašelių vandens (ne fiziologinio tirpalo) į hidrogelį ir vėl užtepkite.
Nuėmimas
1 žingsnis Keiskite „NeoSmile Hydrogel“ kas 3 dienas arba pagal ligininės protokolą, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.
2 žingsnis Švelniai pakelkite „NeoSmile“ kraštą ir lėtai nulupkite. Ant krašto galima užlašinti vandens arba fiziologinio tirpalo, kad klijai lengviau ištekėtų.
PERSPĖJIMAI IR ĮSPĖJIMAI
Nedėsdami nutraukite naudojimą, jei atsiranda odos sudirginimas. „NeoSmile“ tinkamai neprikibs prie drėgnos odos arba plaukų. Allejai ir losjonai taip pat neigiamai paveiks sukibimą.
Prieš klijuodami nenaudokite odos valymui skirto alkoholio.
Naudoti gali tik vienas pacientas.
Europos Sąjunga: MDR EU 2017/745
Apie bet koki rimtą incidentą, susijusį su šiuo produktu, reikia pranešti „Neotech Products“ įmonei ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Malti
NeoSmile™ Hydrogel
Ghata tas-Sonda tat-Temperatura
INDIKAZZJONI GHALL-UŻU
In-NeoSmile huwa mahsub biex jgħatti u jiproteggi sonda tat-temperatura
DIREZZJONIJIET GHALL-UŻU
Preparazzjoni
Naddat u xotta il-gilda skont il-protokoll tal-isptar.
Nota: Huwa importanti li l-gilda tkun nadifa u xotta kemm jista’ jkun. In-NeoSmile mhux se jehel sew mal-gilda jew xagħar nedjin. Iz-zjut u l-lozjonijiet ukoll se jaffettwaw b’ mod negattiv l-adezjoni.
TUŻAZ ALKOHOL.
Applikazzjoni
Pass 1 Nehhi u armi l-kisja. Qiegħed in-NeoSmile Hydrogel fuq is-sonda u l-gilda.
Pass 2 Ippożizzjona mill-ġdid in-NeoSmile Hydrogel kif meħtieġ.
Nota: Jekk l-adeżiv ma jkunx għadu jwagħhal žid qatra ilma (mhux salina) lili-hydrogel u erga’ applika.
Tnehhija
Pass 1 lbdel NeoSmile Hydrogel kull 3 ijiem jew skont il-protokoll tal-isptar, skont liema jseħh l-ewwel.
Pass 2 Għolli t-tarf tan-NeoSmile bil-mod u qaxxar lura bil-mod. Ilma u salina jistghu jiġu applikati mat-tarf biex tinħall ir-rabta adeżiva.

ATTENZJONI U TUISSIIJET
Waqqaf immedjatament jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda.
In-NeoSmile mhux se jehel sew mal-ġilda jew xagħar nedjin. Iz-zjut u l-lozjonijiet ukoll se jaffettwaw b’ mod negattiv l-adezjoni.
Tużaz l-alkohol biex tnaddaf il-ġilda qabel l-applikazzjoni.
Għal użu minn pazjentij wieħed biss.
Unjoni Ewropea: MDR EU 2017/745
Kwalunkwe incident serju li seħħ b’rabta ma’ dan l-apparat għandu jiġi rrapportat lil Neotech Products u lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fiħ l-utent u/jew il-pazjent huma stabbiliti.

Română
NeoSmile™ Hydrogel
Capac sondă de temperatură
INDICAȚII DE UTILIZARE
NeoSmile este destinat să acopere și să fixeze o sondă de temperatură.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Pregătire
Curățați și uscați pielea conform protocolului spitalului.
Notă: Este important ca pielea să fie cât mai curată și mai uscată posibil. NeoSmile nu va adera în mod corespunzător pe pielea sau pe părul umed. De asemenea, uleiurile și loțiunile vor afecta în mod negativ aderența.
NU UTILIZAȚI ALCOOL.
Aplicare
Pasul 1 Desprindeți și aruncați folia. Așezați NeoSmile Hydrogel peste sondă și peste piele.
Pasul 2 Repoziționați NeoSmile Hydrogel în funcție de necesități.
Notă: Dacă adevizul nu mai este lipicios, adăugați o picătură de apă (na greație salină) la hidrogel și aplicați din nou.
Îndepărtare
Pasul 1 Încoluiți NeoSmile Hydrogel la ficare 3 zile sau conform protocolului spitalului, oricare dintre acestea intervine mai devreme.
Pasul 2 Ridicați ușor marginea NeoSmile și îndepărtați lent. Se poate aplica apă sau soluție salină pe margine, pentru a slăbi legătura adezivă.
ATENȚIONĂRI ȘI AVERTISMENTE
Înterupeți imediat utilizarea, dacă apar iritații pe piele.
NeoSmile nu va adera în mod corespunzător pe pielea sau pe părul umed. De asemenea, uleiurile și loțiunile vor afecta în mod negativ aderența.
Nu folosiți alcool pentru a curăța pielea înainte de aplicare.
A se utiliza numai pentru un singur pacient.
Uniunea Europeană: MDR UE 2017/745
Orice incident grav care a avut loc în legătură cu acest dispozitiv trebuie raportat către Neotech Products și către autoritatea competentă din Statul membru în care sunt stabiliți utilizatorul și/ sau pacientul.

Slovenčina
NeoSmile™ Hydrogel
Kryt teplotnej sondy
INDIKÁCIE NA POUŽITIE
NeoSmile je určený na ochranu a zabezpečenie teplotnej sondy.
NÁVOD NA POUŽITIE
Príprava
Očistite a osušte pokožku podľa nemocničného protokolu.
Poznámka: Je dôležité, aby bola pokožka čo najčistejšia a najsuchšia. NeoSmile nebude správne priliehať na vlhkú pokožku alebo vlasy. Oleje a telové mlieka taktiež nepriaznivo ovplyvňujú prilnavosť.
NEPOUŽÍVAJTE ALKOHOL.
Aplikácia
Krok 1 Odlepte a zlikvidujte ochrannú fóliu. Umiestnite NeoSmile Hydrogel na sondu a pokožku.
Krok 2 Premiestnite NeoSmile Hydrogel podľa potreby.
Poznámka: Pokiaľ lepidlo už nelepi, pridajte kvapku vody (nie fyziologického roztoku) do hydrogélu a znova ho aplikujte.
Odstránenie
Krok 1 NeoSmile Hydrogel vymieňajte každé 3 dni alebo podľa zavedených nemocničných postupov, podľa toho, čo nastane skôr.
Krok 2 Jemne nadvhňte okraj NeoSmile a pomaly ho odlepte. Na uvoľnenie prílnavého spoja je možné na okraj naniesť vodu alebo fyziologický roztok.
UPOZORNENIA A VAROVANIA
Ak sa objaví podráždenie pokožky, okamžite prestaňte zariadenie používať.
NeoSmile nebude správne priliehať na vlhkú pokožku alebo vlasy. Oleje a telové mlieka taktiež nepriaznivo ovplyvňujú prilnavosť.
Na čistenie pokožky pred aplikáciou nepoužívajte alkohol.
Nie je určený na použitie u dospelých.
Európska únia: MDR EU 2017/745
Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s touto ponôčkou, by sa mal nahlásiť spoločnosti Neotech Products a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/ alebo pacient bydlisko.

Slovenščina
NeoSmile™ Hydrogel\
Pokrovček temperature sonde
INDIKACIJE ZA UPORABO
NeoSmile je namenjen za pokrivanje in zaščito temperature sonde.
NAVODILA ZA UPORABO
Priprava
Čista in suha koža v skladu z bolnišničnim protokolom.
Opomba: Pomembno je, da je koža čim bolj čista in suha. NeoSmile se ne bo pravilno prijel vlazne kože ali las. Olja in losjoni bodo prav tako negativno vplivali na oprijem.
NE UPORABLJAJTE ALKOHOLA.
Nanos
1. korak Odlepite in zavrzite oolge. NeoSmile Hydrogel namestite

prek sonde in kože.
2. korak Prilagodite NeoSmile Hydrogel po potrebi.
Opomba: Če lepljivost ni zadostna, dodajte kapljico vode (neslane) v hidrogel in znova nanestite.
Odstranjanje
1. korak Zamijenajte NeoSmile Hydrogel vsake 3 dni ali v skladu z bolnišničnim protokolom, kar nastopi prej.
2. korak Nežno dvignite rob izdelka NeoSmile in ga počasi odlepite. Na rob lahko nanesete vodu ali fiziološko raztopino, da sprostite lepljivo zmes.
PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA
Če se pojavi draženje kože, takoj prekinite uporabo.
NeoSmile se ne bo pravilno oprijel vlažne kože ali las. Olja in losjoni bodo prav tako negativno vplivali na oprijem.
Pred nanosom ne uporabljajte alkohola za čiščenje kože.
Samo za enkratno uporabo.
Evropska unija: MDR EU 2017/745
Vsak resen incident, ki se zgodi v zvezi s tem pripomočkom, je treba prijaviti družbi Neotech Products in pristojnemu organu države članice, v kateri prebiva uporabnik in/ali bolnik.

العربية	
NeoSmile™ Hydrogel	
غطاء مسبار درجة الحرارة	
دواعي الاستخدام	
صُمِّم لتغطية مسبار درجة الحرارة	
واحكام تثبيته.	
إرشادات الاستخدام	
الإعداد	
نظف البشرة وجففها حسب بروتوكول المستشفى.	
ملاحظة: من المهم أن تكون البشرة نظيفة وجافة قدر الإمكان. لن يلتصق NeoSmile بشكل صحيح بالجلد أو الشعر الرطب. ستؤثر أيضًا الزيوت والمستحضرات سلبًا في مدى الالتصاق.	
يجب عدم استخدام الكحول.	
الاستخدام	
الخطوة الأولى	
انزع الشريط وتخلص منه.	
ضع NeoSmile Hydrogel فوق المجس والجلد.	
الخطوة الثانية	
أعد وضع NeoSmile Hydrogel حسب الحاجة.	
ملاحظة: إذا لم يعد اللاصق لزجًا، فأضف قطرة ماء (وليس محلول ملحي) إلى هُلام مائيّ وأعد وضعه.	
الإزالة	
الخطوة الأولى	
استبدل NeoSmile Hydrogel كل 3 أيام أو حسب بروتوكول المستشفى، أيهما أقرب.	
الخطوة الثانية	
ارفع حافة NeoSmile برفق ثم انزعه ببطء.	
يمكن وضع الماء أو المحلول الملحي على الحافة لفك الرباط اللاصق.	
التنبيهات والتحذيرات	
ينبغي إيقاف الاستخدام على الفور في حالة تهيج الجلد.	
لن يلتصق غطاء NeoSmile بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر.	
وتؤثر الزيوت والمستحضرات أيضًا في الالتصاق تأثيرًا سلبيًا.	
لا تستخدم الكحول لتنظيف الجلد قبل الاستخدام.	
لااستخدام لمرضى واحد فقط.	
الميزات والفوائد	
• تساعد الرقائق العاكسة على الحماية من الحرارة المحيطة والإشعاعية.	
• تصميم بشكل وجه مبتسم لطيف.	
• قاعدة لاصقة من هلام مائي مناسبة للجلد.	
• تغيير الوضع حسب الحاجة	
• غير مصنوع من مادة اللاتكس المطاط الطبيعي أو DEH الذي يستخدم كملدن.	
• معبأ منفصّل.	