

Neotech Bridge[®] Breastfeeding Assistance Device

REF Catalog No.

N8001

 Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

MD Medical Device

D518 Rev B

English

Neotech Bridge[®] Breastfeeding Assistance Device

INDICATIONS FOR USE

The Neotech Bridge is a breastfeeding assistance device intended to deliver supplemental nutrition to an infant latched at the breast/chest.

DIRECTIONS FOR USE

Step 1 Fill syringe with milk or formula and twist onto the purple Neotech Bridge connector.

Step 2 Invert the Bridge and center over the nipple. Fold Bridge down onto the breast to create a seal.

Step 3 Latch the baby onto the Bridge.

Step 4 Depress syringe as to deliver milk as needed.

Step 5 Clean and sanitize regularly as directed. Replace Bridge after one week or 20 washes, whichever is sooner.

Cleaning

Step 1 Separate and rinse all parts, including syringe plunger, under running water to wash away milk residue.

Step 2 Soak all separate parts in warm soapy water for 5 minutes.

Step 3 Reinsert the plunger into the syringe and fill with warm soapy water. Connect to Bridge and extension tubing (if used). Flush and repeat several times.

Step 4 Fill syringe with clean water and reconnect to Bridge and extension tubing (if used). Flush and repeat several times.

Step 5 Fill syringe with air and reconnect to Bridge and extension tubing (if used). Force air through tubing several times to remove water droplets.

Step 6 Disconnect all parts, including syringe plunger, and place on a clean, dry surface and allow to air dry. Store dry parts in plastic bag/container when not in use.

Caution: Do not dry the components with paper towel or similar as this will shorten the life of the device. Do not store wet or damp parts.

Sanitizing

Sanitize once daily. Do not use sterilizers or microwave.

Step 1 Separate and rinse all parts, including syringe plunger, under running water to wash away milk residue.

Step 2 Fill a pot with 8 cups of drinking-quality water and bring to a boil.

Step 3 Turn off heat source and let boiling water cool for two and a half minutes.

Step 4 Place the separate parts into the water and allow them to soak for 10 minutes.

Caution: Do not heat parts above 94 degrees Celsius or 201 degrees Fahrenheit as this could cause the parts to deform and prevent the Bridge from functioning properly.

Step 5 Allow water to cool in open pot and gently remove parts from water with tongs.

Step 6 Place parts on a clean, dry surface and allow to air dry. Store dry parts in plastic bag/container when not in use.

Caution: Do not dry the components with paper towel or similar as this will shorten the life of the device. Do not store wet or damp parts.

CONTRAINDICATIONS, CAUTIONS & WARNINGS

The Bridge should not be used if there is an existing medical contraindication for breastfeeding. If unsure, check with your physician.

Do not allow supplement contents to dry in the syringe before washing.

Separate and wash all parts that come in contact with the breast, breastmilk, or supplement immediately after use to avoid dry up of milk residues and to prevent growth of bacteria.

Only use drinking-quality tap or bottled water for cleaning.

Do not scrub components of the syringe.

Do not heat parts above 94 degrees Celsius or 201 degrees Fahrenheit.

Do not dry the components with paper towel or similar. Do not store wet or damp parts.

Follow cleaning instructions provided by Neotech Products.

Spanish

Neotech Bridge[®] Dispositivo de ayuda a la lactancia

INDICACIONES DE USO

El Neotech Bridge es un dispositivo de ayuda a la lactancia

diseñado para ofrecer nutrición suplementaria a un lactante

alimentado por el pecho.

INSTRUCCIONES DE USO

Paso 1 Llene la jeringa con leche o fórmula y enrósquela en el conector púrpura del Neotech Bridge.

Paso 2 Invierta el Bridge y colóquelo en el centro, sobre el pezón.

Doble el Bridge hacia abajo sobre el pecho para fijarlo.

Paso 3 Enganche al bebé al Bridge.

Paso 4 Presione la jeringa para suministrar la leche necesaria.

Paso 5 Limpie y desinfecte regularmente según las instrucciones.

Sustituya el Bridge después de una semana o 20 lavados, lo que ocurra antes.

Limpieza

Paso 1 Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de leche.

Paso 2 Sumerja todas las piezas por separado en agua tibia con jabón durante 5 minutos.

Paso 3 Vuelva a introducir el émbolo en la jeringa y llénela de agua tibia con jabón. Conecte el Bridge y el tubo de extensión (si se ha utilizado). Enjuague y repita varias veces.

Paso 4 Llene la jeringa con agua limpia y vuelva a conectarla al Bridge y al tubo de extensión (si se ha utilizado). Enjuague y repita varias veces.

Paso 5 Llene la jeringa con aire y vuelva a conectarla al Bridge y al tubo de extensión (si se ha utilizado). Haga pasar aire por el tubo varias veces para extraer las gotas de agua.

Paso 6 Desconecte todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, colóquelas sobre una superficie limpia y seca y déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una bolsa/recipiente de plástico cuando no las utilice.

Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

Desinfección

Desinfecte una vez al día. No utilice esterilizadores ni microondas.

Paso 1 Separe y enjuague todas las piezas, incluido el émbolo de la jeringa, con agua del grifo para eliminar los residuos de leche.

Paso 2 Llene una cacerola con 8 tazas de agua potable y déjala hervir.

Paso 3 Apague la fuente de calor y deje enfriar el agua hirviendo durante dos minutos y medio.

Paso 4 Introduzca las piezas por separado en el agua y déjelas en remojo durante 10 minutos.

Precaución: No caliente las piezas a más de 94 °C o 201 °F, ya que podrían deformarse y afectar al correcto funcionamiento del Bridge.

Paso 5 Deje que el agua se enfríe en la cacerola abierta y extraiga las piezas del agua cuidadosamente con ayuda de unas pinzas.

Paso 6 Coloque las piezas sobre una superficie limpia y seca y déjelas secar al aire. Guarde las piezas secas en una bolsa/recipiente de plástico cuando no las utilice.

Precaución: No seque las piezas con papel de cocina o un producto similar, ya que esto reducirá la vida útil del aparato. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

El Bridge no se debe utilizar si existe una contraindicación médica para la lactancia. Si no está segura, consulte a su médico.

No deje que el contenido del suplemento se seque en la jeringa antes de lavarla.

Separe y lave todas las piezas que entren en contacto con el pecho, la leche materna o el suplemento inmediatamente después de su uso para evitar que los restos de leche se sequen y prevenir la proliferación de bacterias.

Para la limpieza, solo utilice agua potable del grifo o embotellada.

No friegue las piezas de la jeringa.

No caliente las piezas a más de 94 °C o 201 °F.

No seque los componentes con papel de cocina o productos similares. No guarde las piezas mojadas o húmedas.

Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas por Neotech Products.