

# NeoSmile<sup>™</sup>

## FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS



### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Base de hidrocoloide NeoBond<sup>®</sup> agradable a la piel
- Diseñada para conseguir una adherencia duradera
- Las láminas reflectoras protegen contra el ambiente y el calor radiante
- Diseño de una bonita cara sonriente
- No fabricado en látex de caucho natural ni plastificantes DEHP

Número	Talla	Cantidad/Unidad
N731	1" Diámetro	150/caja



Hecho en EEUU



## FUNDA PARA SONDAS TÉRMICAS

### INDICACIONES DE USO

La funda NeoSmile está diseñada para cubrir y fijar sondas térmicas.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoSmile conforme al protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté tan limpia y seca como sea posible. NeoSmile no se adherirá de forma correcta en piel o pelo húmedos. Los aceites y las lociones también tienen un efecto negativo en la capacidad de adherencia.

NO UTILIZAR ALCOHOL.

#### Aplicación

- 1 Antes de quitar el recubrimiento de plástico, el adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.
- 2 Extraiga y deseche el protector. Coloque el NeoSmile sobre la sonda y la piel y sosténgalo en su lugar durante 60 segundos a fin de asegurar una adherencia correcta.

#### Extracción

- 1 Reemplace NeoSmile cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que ocurra antes.
- 2 Empape NeoSmile con agua o con solución salina.
- 3 Retire lentamente el NeoSmile de la piel mientras limpia la piel con agua o solución salina.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Interrumpa el uso en caso de que se produzca irritación cutánea.

NeoSmile no se adherirá de forma correcta en piel o pelo húmedos. Los aceites y las lociones también tienen un efecto negativo en la capacidad de adherencia.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

No volver a utilizar ni a aplicar.

Para uso en un solo paciente.



Para información o muestras GRATIS

**1-800-966-0500 • neotechproducts.com**

Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

