

# NeoSmile<sup>™</sup>

## TAMPA DA Sonda DE TEMPERATURA



### — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Base hidrocolóide NeoBond<sup>®</sup> confortável para a pele
- Concebido para adesão duradoura
- A folha refletora ajuda a proteger contra o calor ambiente e radiante
- Design fofo com carinha sorridente
- Não fabricado com borracha natural

Número	Tamanho	Qtd/Unidade
N731	1" Diâmetro	150/caixa



## TAMPA DA SONDA DE TEMPERATURA

### INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O NeoSmile serve para cobrir e proteger a sonda de temperatura.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Preparação

Limpe e seque a pele onde o NeoSmile será colocado de acordo com o protocolo hospitalar.

*Nota: É importante assegurar que a pele esteja o mais limpa e seca possível. O NeoSmile não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.*

NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

#### Aplicação

- 1 Antes de remover os revestimentos plásticos, as alças adesivas hidrocolóides devem ser aquecidas ativamente. As técnicas de aquecimento incluem: segurar entre as palmas das mãos por pelo menos 60 segundos, segurar perto de um aquecedor radiador por 10 a -15 segundos ou segurar contra um aquecedor químico pequeno por 10 a -15 segundos.
- 2 Retire e descarte a película de proteção. Posicione o NeoSmile sobre a sonda e a pele e mantenha-o no sítio durante 60 segundos, para garantir a devida aderência.

#### Remoção

- 1 Substitua o NeoSmile a cada 5 dias ou de acordo com o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
- 2 Sature o NeoSmile com água ou soro fisiológico.
- 3 Descole lentamente o NeoSmile da pele com a ajuda de água ou soro fisiológico.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Descontinue imediatamente a utilização em caso de irritação cutânea.

O NeoSmile não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta adversamente a aderência.

Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.

Não reutilize, nem reaplique.

Utilizar apenas num único paciente.

Certified



Corporation

Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

©2025 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech. M786 Rev B 2025.10.15

