

## NeoSnug Tubing Holder

REF Catalog No.

N7015

Manufactured by  
NEOTECH PRODUCTS LLC  
28430 Witherspoon Parkway, Valencia, CA 91355, USA  
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

MD Medical Device



Made in USA

D524 Rev A

English

NeoSnug Tubing Holder

INDICATIONS FOR USE

NeoSnug is intended to support, secure, and hold gastrointestinal

tubes on patients' skin.

DIRECTIONS FOR USE

Preparation

Clean and dry skin where NeoSnug will be placed per hospital

protocol.

Note: It is important for skin to be as clean and dry as possible.

NeoSnug will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and

lotions will also adversely affect adhesion.

DO NOT USE ALCOHOL.

Application

Step 1 Before removing from plastic liner, hydrocolloid adhesive

must be actively warmed. Warming techniques include: hold

between the palms of your hands for at least 60 seconds, hold near a

radiant warmer for 10-15 seconds, or hold against a chemical

heel warmer for 10-15 seconds.

Step 2 One at a time, peel NeoSnug from the clear, printed liner,

place on skin, and hold in place for 60 seconds to ensure proper

adhesion.

Note: If only using one NeoSnug, save second one for later use.

Discard liner when done.

Step 3 Fold down the flap and peel away the white, paper liner

labeled "1" from the base of the NeoSnug. This will expose the

adhesive surface.

Step 4 Lay tubing across the base.

Step 5 Peel away the white, paper liner labeled "2" from the flap and

fold the flap over the tubing to secure.

Note: Once closed, the NeoSnug flap is engineered to remain

permanently in place. You cannot open and close repeatedly.

Removal

Step 1 Replace NeoSnug and attached tubing every 5 days or per

hospital protocol, whichever is sooner.

Step 2 With the tubing still secured, saturate NeoSnug with water

or saline.

Step 3 Slowly peel the NeoSnug away from the skin as you swab

the skin with water or saline.

Step 4 Remove tubing per hospital protocol and discard NeoSnug

and tubing.

CAUTIONS & WARNINGS

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a

physician.

Choking hazard. NeoSnug should only be used while the patient is

under the continuous, direct supervision of trained healthcare

professionals.

Risk of ingestion or aspiration.

Discontinue immediately if skin irritation occurs.

NeoSnug will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and

lotions will also adversely affect adhesion.

Do not use alcohol to clean skin prior to application.

Disposable. Do not reuse.

Single patient use only.

Español

NeoSnug Soporte para tubos

INDICACIONES DE USO

NeoSnug está previsto para sujetar, asegurar y mantener los tubos

gastrointestinales en la piel de los pacientes.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el NeoSnug conforme al

protocolo hospitalario.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible.

NeoSnug no se adhiere adecuadamente a la piel o el cabello

húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma

negativa a la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

Paso 1 Antes de quitar el recubrimiento plástico, el adhesivo

hidrocoloide debe calentarse activamente. Las técnicas de

calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos

durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador

radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador

químico para talones durante 10 a 15 segundos.

Paso 2 Uno a la vez, despegue el NeoSnug del recubrimiento

impreso transparente, colóquelo sobre la piel y manténgalo en su

lugar durante 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada.

Nota: Si solo se utilizará un NeoSnug, guarde el segundo para un

uso posterior. Deseche el recubrimiento cuando termine.

Paso 3 Pliegue hacia abajo la solapa y retire el recubrimiento

blanco de papel marcado con "1" de la base del NeoSnug. La

superficie adhesiva quedará expuesta.

Paso 4 Coloque el tubo a lo largo de la base.

Paso 5 Retire de la solapa el recubrimiento blanco de papel

marcado con "2" y pliegue la solapa sobre el tubo para fijarlo.

Nota: Una vez cerrada, la solapa del NeoSnug está diseñada para

permanecer fija en su sitio. No se puede abrir y cerrar varias veces.

Extracción

Paso 1 Sustituya el NeoSnug y el tubo conectado cada 5 días o

cuando lo indique el protocolo hospitalario, lo que ocurra antes.

Paso 2 Con el tubo aún fijado, sature el NeoSnug con agua o

solución salina.

Paso 3 Retire lentamente el NeoSnug de la piel mientras limpia la

piel con agua o solución salina.

Paso 4 Retire el tubo según el protocolo hospitalario y deséchelo

junto con el NeoSnug.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo a un

médico o según sus indicaciones.

Peligro de asfixia. El NeoSnug solo debe utilizarse mientras

el paciente esté bajo la supervisión directa y continua de un

profesional sanitario cualificado.

Riesgo de ingestión o aspiración.

Interrumpa el uso de inmediato si se presenta irritación en la piel.

NeoSnug no se adhiere adecuadamente a la piel o el cabello

húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma

negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Desechable. No reutilizar.

Para uso en un solo paciente.

العربية

NeoSnug

حامل أنبوب

دواعي الاستخدام

يهدف NeoSnug إلى تثبيت أنابيب معدية معوية ودعمها وتأمينها على

جلد المريض.

إرشادات الاستخدام

الإعداد

نظف البشرة في موضع NeoSnug وجففها حسب بروتوكول المستشفى.

ملاحظة: من المهم أن يكون الجلد نظيفًا وجافًا قدر الإمكان. لن تلتصق

NeoSnug بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر. وتؤثر الزيوت

والمستحضرات أيضًا في الالتصاق تأثيرًا سلبيًا.

لا تستخدم الكحول.

الاستخدام

الخطوة الأولى

قبل إزالة البطانة البلاستيكية، يجب تدفئة اللاصقة الهيدروكولويد جيدًا.

تتضمن تقنيات التدفئة ما يلي: امسكه بين راحتي يديك لمدة 60 ثانية

على الأقل، أو امسكه بالقرب من أداة تدفئة مشققة لمدة 10 أو 15 ثانية،

أو ضمادة تدفئة الكعيبين الكيميائية لمدة 10 أو 15 ثانية.

الخطوة الثانية

في كل مرة، أزل كل لاصقة NeoSnug من البطانة المطبوعة الواضحة، ضع

اللاصقة على الجلد، وثبتها في مكانها لمدة 60 ثانية لضمان إحكام

الالتصاق.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم NeoSnug واحدة فقط، فاحتفظ بالثانية

لاستخدامها لاحقًا. تخلص من البطانة عند الانتهاء.

الخطوة الثالثة

قم بطي الغطاء وإزالة البطانة الورقية البيضاء التي تحمل العلامة "1" من

قاعدة لاصقة NeoSnug. سيؤدي ذلك إلى كشف السطح اللاصق.

الخطوة الرابعة

ضع الأنابيب عبر القاعدة.

الخطوة الخامسة

أزل البطانة الورقية البيضاء التي تحمل علامة "2" من الغطاء وقم بطي

الغطاء فوق الأنبوب لتثبيته.

ملاحظة: بمجرد إغلاقه، تم تصميم غطاء NeoSnug ليبقى في مكانه

بشكل دائم. لا يمكن الفتح والإغلاق بشكل متكرر.

الإزالة

الخطوة الأولى

استبدل NeoSnug والأنابيب المرفقة كل 5 يومًا أو حسب بروتوكول

المستشفى، أيهما أقرب.

الخطوة الثانية

مع استمرار تأمين الأنبوب، قم بنقع NeoSnug في الماء أو المحلول

الملحي.

الخطوة الثالثة

قشر بفتح NeoSnug بعيدًا عن الجلد أثناء إجراء مسح للجلد بالماء أو

المحلول الملحي.

الخطوة الرابعة

قم بإزالة الأنابيب وفقًا لبروتوكول المستشفى وتخلص من NeoSnug

والأنابيب.

التنبيهات والتحذيرات

تحظر القوانين الفدرالية بيع هذا المنتج إلا لطبيب أو بموجب طلب منه.

خطر الاختناق. لا يجب استخدام NeoSnug والأنابيب سوى أثناء قيام

أخصائيي الرعاية الصحية المدربين بالإشراف المستمر والمباشر على

المريض.

خطر الابتلاع أو الاستنشاق.

ينبغي إيقاف الاستخدام على الفور في حالة تهيج الجلد.

لن تلتصق NeoSnug بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر. وتؤثر

الزيوت والمستحضرات أيضًا في الالتصاق تأثيرًا سلبيًا.

لا تستخدم الكحول لتنظيف الجلد قبل الاستخدام.

لاستعمال مرة واحدة. وتُحظر إعادة الاستخدام.

لاستخدام لمريض واحد فقط.