

Hold-A-Line[™]

CATÉTER Y PORTATUBOS



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Base hidrocoloide NeoBond[®] respetuosa con la piel
- Tapadera plegada diseñada para aliviar la presión de los tubos y evitar que estos se disloquen
- Una forma única que permite que sobresalga el muñón umbilical
- Tapadera diseñada para abrirse y cerrarse repetidamente
- La tapadera transparente mejora la visibilidad
- No fabricado con látex de caucho natural o DEHP plastificante

Cat No.	Artículo	Cant/Unidad
N705	Estándar	40/caja

Hold-A-Line™

CATÉTER Y PORTATUBOS

INDICACIONES DE USO

El Hold-A-Line está diseñado para fijar y sujetar catéteres y tubos umbilicales. Está destinado al uso en pacientes pediátricos (recién nacidos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Después de colocar un catéter o tubo, limpie y seque la piel según el protocolo hospitalario.

Nota: es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible.

Nota: Hold-A-Line no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán de forma negativa a la adhesión.

NO USE ALCOHOL.

Aplicación

- 1 Antes de quitar el recubrimiento de plástico, el adhesivo hidrocoloide debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos o sostener contra un calentador químico para talones durante 10 a 15 segundos.
- 2 Deseche el recubrimiento de papel blanco y, a continuación, despegue y deseche el recubrimiento de plástico transparente de la base hidrocoloide.
- 3 Aplique la base a la piel y manténgala en su lugar durante 60 segundos para garantizar que se adhiera adecuadamente.
- 4 Despegue y deseche el recubrimiento esmerilado y adhiera el catéter o el tubo a la base.
- 5 Doble la tapadera sobre el catéter o el tubo, alinéelo con la base y presione con firmeza envolviendo el catéter o el tubo con los adhesivos.
- 6 Levante la tapadera si es necesario para recolocar o retirar el catéter o el tubo.

Extracción

- 1 Sustituya el Hold-A-Line cada 5 días o según el protocolo hospitalario, el plazo que sea más breve.
- 2 Levante la tapadera para retirar el catéter o el tubo.
- 3 Llene el Hold-A-Line con agua o solución salina.
- 4 Retire lentamente el Hold-A-Line de la piel mientras la limpia con agua o solución salina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Las leyes federales restringen la venta de este dispositivo exclusivamente a personal médico o a través de una prescripción médica.

Hold-A-Line solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo supervisión directa y continua de un profesional sanitario cualificado.

Interrumpa el uso de inmediato si se presenta irritación en la piel.

Hold-A-Line no se adherirá adecuadamente a piel o cabello húmedos. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.

No use alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Uso limitado a un único paciente.



Para información o muestras GRATIS
1-800-966-0500 • neotechproducts.com
Neotech Products LLC • 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA 91355

