

NeoShades[®] med Flige

ØJENSKJOLD TIL FOTOTERAPI



N724



N725



N726



FUNKTIONER OG FORDELE

- Bløde, polstrede øjenafskærmninger med sødt solbrilletedesign
- Øjenlommer designet til patientkomfort og sikkerhed (N724, N725, N726)
- Hudvenlige NeoBond[®] hydrokolloid tapper holder NeoShades på plads
- Ikke fremstillet med naturgummilatex eller blødgøringsmidlet DEHP
- Individuelt emballeret

Antal.	Punkt	ANTAL/ENHED
N720	Mikro	50/boks
N721	Lille	50/boks
N722	Stor	50/boks
Med øjenlommer		
N724	Mikro	50/boks
N725	Lille	50/boks
N726	Stor	50/boks

Amerikansk patent #8,070,288;
Yderligere patenter ansøgt



Fremstillet i USA

NeoShades® med Flige

ØJENSKJOLD TIL FOTOTERAPI

INDIKATIONER FOR BRUG

NeoShades er indiceret til brug som øjenbeskyttelse under fototerapisesioner. De er beregnet til brug på pædiatriske (nyfødte, spædbørn og børn) patienter.

BRUGSANVISNING

Forberedelse

1 Vælg den rigtige størrelse.

Omtrentlig størrelse:
Mikro – 28 uger og derunder
Lille – 29-36 uger
Stor – 37 uger og opefter

2 Rengør og tør huden på tindingerne i henhold til hospitalsprotokol.

Bemærk: Det er vigtigt, at huden er så ren og tør som muligt. De klæbende hydrokolloidflige vil ikke klæbe ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil påvirke vedhæftningen negativt.

BRUG IKKE ALKOHOL.



Påsætning

1 Fjern forsigtigt hydrokolloidfligene fra øjenskjoldene. Før fjernelse af plastforinger skal de klæbende hydrokolloidflige opvarmes aktivt. Opvarmningsteknikker omfatter: hold mellem håndfladerne i mindst 60 sekunder, hold tæt på en strålevarmer i 10-15 sekunder, eller hold mod en kemisk hælvarmer i 10-15 sekunder.

2 Træk plastikforingerne af, og smid dem ud. Placer de klæbende hydrokolloidflige på tindingen, og hold dem på plads i 60 sekunder for at sikre, at de sidder korrekt.

3 Dæk øjnene med NeoShades, og fastgør forsigtigt til de klæbende hydrokolloidflige.

Bemærk: Lad en del af fligen stikke frem, så den er nemmere at tage af igen.



Fjernelse

1 Udskift NeoShades klæbende hydrokolloidflige på huden hver 5. dag eller i henhold til hospitalsprotokol, alt efter hvad der kommer først.

2 Hold kanten af den klæbende hydrokolloidflig på plads, og adskil langsomt NeoShades fra fligen.

3 Gennemvæd den klæbende hydrokolloidflig med vand eller saltvand.

4 Træk langsomt den klæbende hydrokolloidflig væk fra huden, mens du vasker med vand eller saltvand.



Gentag på modsatte side.

KONTRAINDIKATIONER, FORHOLDSREGLER & ADVARSLER

NeoShades® med flige er kontraindiceret til patienter med ansigtsdeformation, hudinfektion eller ekskorierede hudområder, som ville forhindre korrekt placering af fligene. De er ikke beregnet til brug på voksne.

Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en læge.

NeoShades bør kun anvendes, mens patienten er under konstant direkte opsyn af sundhedspersonale.

Når du bruger NeoShades intermitterende, skal du altid vurdere integriteten af hydrokolloidfligene, når øjenskjoldene fjernes. Hvis hydrokolloidfligene trækker sig væk fra huden, skal du fjerne dem i henhold til brugsanvisningen og påføre nye hydrokolloidflige, før du genoptager fototerapien.

De klæbende hydrokolloidflige vil ikke klæbe ordentligt på fugtig hud eller hår. Olier og lotioner vil påvirke vedhæftningen negativt.

Brug ikke alkohol til at rense huden før påføring.

Afbryd straks brugen, hvis der opstår hudirritation.

Kun til brug for en enkelt patient.

Generelle transport- og opbevaringspraksisser er gældende.



Manufactured by Neotech Products LLC, 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, 91355

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60
6827 AT, Arnhem
The Netherlands

EC REP
CE
PPE Regulation (EU) 2016/425
Notified Body: BSI Group (2797),
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP Amsterdam, Netherlands