

Cannu-Hold™ Tubing and Cannula Holder

REF Catalog No.
N20735



Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway , Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com



Medical Device



Made in USA

D527 Rev A 2026.07.31

English

Cannu-Hold™ Tubing and Cannula Holder

INDICATIONS FOR USE

The Cannu-Hold is intended to anchor and support oxygen nasal cannula tubing on the intact skin of pediatric (neonates, infants and children) patients.

DIRECTIONS FOR USE

Preparation

Clean and dry skin where Cannu-Hold will be placed per hospital protocol.

Note: It is important for skin to be as clean and dry as possible. Cannu-Hold will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.

DO NOT USE ALCOHOL.

Application

Step 1 Before removing from plastic liner, hydrocolloid adhesive must be actively warmed. Warming techniques include: hold between the palms of your hands for at least 60 seconds, hold near a radiant warmer for 10- 15 seconds, or hold against a chemical heat warmer for 10-15 seconds.

Step 2 One at a time, peel Cannu-Hold from the clear, printed liner, place on skin, and hold in place for 60 seconds to ensure proper adhesion.

Step 3 Fold down the flap and lay tubing across the base.

Step 4 Peel away the clear plastic liner to expose the adhesive surface and fold flap over tubing.

Note: Lift flap as needed to reposition or remove tubing.

Removal

Step 1 Replace Cannu-Hold every 5 days or per hospital protocol, whichever is sooner.

Step 2 Lift flap to remove tubing.

Step 3 Saturate Cannu-Hold with water or saline.

Step 4 Slowly peel Cannu-Hold away from skin as you swab the skin with water or saline.

CAUTIONS & WARNINGS

Choking hazard. Cannu-Hold should only be used while the patient is under the continuous, direct supervision of a caregiver.

Risk of ingestion or aspiration.

Discontinue immediately if skin irritation occurs.

Cannu-Hold will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.

Do not use alcohol to clean skin prior to application.

Disposable. Do not reuse.

Single patient use only.

Français

Cannu-Hold™ Support de tubulure et de canule

INDICATIONS D'UTILISATION

Le Cannu-Hold est conçu pour fixer et maintenir la tubulure de la canule nasale à oxygène sur la peau intacte des patients pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons et enfants).

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation

Nettoyer et sécher la peau là où le Cannu-Hold sera placé conformément au protocole hospitalier.

Remarque : Il est important que la peau soit aussi propre et sèche que possible. Le Cannu-Hold adhère moins bien à une peau moite et aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

NE PAS UTILISER D'ALCOOL.

Application

Étape 1 Avant leur retrait du film protecteur en plastique, les languettes adhésives hydrocolloïdes doivent être bien réchauffées. Réchauffer selon les techniques suivantes : les tenir entre les paumes des mains pendant au moins 60 secondes, près d'un chauffage rayonnant pendant 10 à 15 secondes, ou contre un chauffe-talon pendant 10 à 15 secondes.

Étape 2 Un par un, retirer le film plastique transparent imprimé de chaque Cannu-Hold, le placer sur la peau et le maintenir en place pendant 60 secondes afin d'assurer une bonne adhésion.

Étape 3 Replier le rabat et placer le tube le long de la base.

Étape 4 Retirer la pellicule plastique transparente pour exposer la surface adhésive et replier le rabat sur la tubulure.

Remarque : Soulever le rabat si nécessaire pour repositionner ou retirer la tubulure.

Retrait

Étape 1 Remplacer le Cannu-Hold tous les cinq jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.

Étape 2 Soulever le rabat pour retirer la tubulure.

Étape 3 Imprégner le Cannu-Hold d'eau ou de sérum physiologique.

Étape 4 Décoller doucement le Cannu-Hold de la peau en la tamponnant avec de l'eau ou du sérum physiologique.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Risque d'étouffement. Le Cannu-Hold ne doit être utilisé que lorsque le patient est sous la surveillance directe et permanente d'un soignant.

Risque d'ingestion ou d'aspiration.

En cas d'irritation de la peau, cesser d'utiliser le produit immédiatement.

Le Cannu-Hold adhère moins bien à une peau moite et aux poils.

Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.

Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant application.

Jetable. Ne pas réutiliser.

Destiné à l'usage d'un seul patient uniquement."

Español

Cannu-Hold™ Soporte para tubo y cánula

INDICACIONES DE USO

El Cannu-Hold está diseñado para fijar y sostener el tubo de la cánula nasal de oxígeno sobre la piel intacta de pacientes pediátricos (neonatos, lactantes y niños).

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación

Limpie y seque la piel donde se colocará el Cannu-Hold según el protocolo del hospital.

Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible.

El Cannu-Hold no se adherirá correctamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán

negativamente la adhesión.

NO UTILICE ALCOHOL.

Aplicación

Paso 1 Antes de retirar del revestimiento plástico, el adhesivo hidrocolloide debe calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10-15 segundos o sostener contra un calentador químico para talón durante 10-15 segundos.

Paso 2 Uno a la vez, despegue el Cannu-Hold del revestimiento transparente impreso, colóquelo sobre la piel y manténgalo en su lugar durante 60 segundos para asegurar una adhesión adecuada.

Paso 3 Doble la solapa hacia abajo y coloque el tubo a lo largo de la base.

Paso 4 Retire el revestimiento plástico transparente para exponer la superficie adhesiva y doble la solapa sobre el tubo.

Nota: Levante la solapa según sea necesario para reposicionar o retirar el tubo.

Retirada

Paso 1 Reemplace el Cannu-Hold cada 5 días o según el protocolo del hospital, lo que ocurra primero.

Paso 2 Levante la solapa para retirar el tubo.

Paso 3 Sature el Cannu-Hold con agua o solución salina.

Paso 4 Despegue lentamente el Cannu-Hold de la piel mientras limpia la piel con agua o solución salina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Peligro de asfixia. El Cannu-Hold solo debe utilizarse mientras el paciente esté bajo la supervisión continua y directa de un cuidador.

Riesgo de ingestión o aspiración.

Suspenda de inmediato si se produce irritación cutánea.

El Cannu-Hold no se adherirá correctamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán negativamente la adhesión.

No utilice alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.

Desechable. No lo reutilice.

Solo para un paciente.